



Podkładka pod głowę w pozycji leżenia przodem do stołów Lojer Scandia

Opis produktu:

SS6150 to podkładka pod głowę w pozycji leżenia przodem, żelowo-piankowa do stołów Lojer Scandia.

SS6151 to podkładka pod głowę w pozycji leżenia przodem, żelowa do stołów Lojer Scandia.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

SS6150 to podkładka pod głowę w pozycji leżenia przodem, żelowo-piankowa do stołów Lojer Scandia

SS6151 to podkładka pod głowę w pozycji leżenia przodem, żelowa do stołów Lojer Scandia

Cechy charakterystyczne:

- do pozycji na brzuchu (prone)
- zapewnia komfort i stabilizację podczas zabiegu
- wymiary 280 x 230 x 145 mm

Materiały wodoodporne

Zgodny z normą

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Podkładki pod głowę

Model:

Lojer - stoły operacyjne akcesoria: SS6150, SS6151