


Podkładka do podpory ręki, żelowa

Opis produktu:

SS6211 to podkładka do podpory ręki, żelowa



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

SS6211 Podkładka do podpory ręki, żelowa

Cechy charakterystyczne:

- chroni ramię i dłoń na podpórkach pod rękę oraz na stole
- zapewnia właściwe rozłożenie nacisku podczas procedur
- rekomendowana do użycia na podpórkach do ramion
- wymiary 600 x 125 x 20 mm

Materiały wodoodporne

Zgodny z normą

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Podkładki do podpory ręki

Model: