


Wyprofilowana podkładka do podpory ręki



Opis produktu:

SS6220 to podkładka do podpory ręki, wyprofilowana, żelowo-piankowa
SS6221 to podkładka do podpory ręki, wyprofilowana, żelowa

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

SS6220 to podkładka do podpory ręki, wyprofilowana, żelowo-piankowa

SS6221 to podkładka do podpory ręki, wyprofilowana, żelowa

Cechy charakterystyczne:

- chroni ramię i dłoń na podpórkach pod rękę
- zaprojektowana aby zapewnić dodatkową stabilizację
- wymiary 520 x 150 x 55 mm

Materiały wodoodporne

Zgodny z normą

Informacje:

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje:
Podkładki do podpory ręki

Model:

Lojer - stoły operacyjne akcesoria: SS6220, SS6221