



Podwieszka wąska do systemów REDCORD

Opis produktu:

Wąska podwieszka Redcord do kończyn górnych lub kończyn dolnych, 111002 zakończona metalowym kółkiem, stosowana do ćwiczeń w podwieszeniu z wykorzystaniem **systemów Redcord Terapii Master**.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Podwieszka wąska (kkg lub kkd) 111002 umożliwiająca wykonywanie **ćwiczeń w podwieszeniu z systemami Redcord**. Stosowana zarówno do kończyn dolnych jak i kończyn górnych. Podpinana do linki za pomocą metalowych kółek. (945 x 100 x 4,5 mm, max. obciążenie 100 kg).

Informacje:

Kategoria: Redcord
Typ: podwieszki

Model: