



Fujifilm Arietta 50

Opis produktu:

Arietta 50 to podniesienie diagnostyki USG na wyższy poziom. Marka Fujifilm zapewnia najlepszą jakość dostępną na rynku w przystępnej cenie. Model Arietta 50 to idealne rozwiązanie stosowane w mniejszych gabinetach lekarskich, dla początkujących i zaawansowanych.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

ARIETTA 50

Wybór marki **Fujifilm**, lidera na rynku sonografów gwarantuje zastosowanie innowacyjnych technologii oraz trwałość wykonania. Urządzenie jest wyposażone w sprawdzone systemy oprogramowania, ułatwiające pracę na wielu poziomach.

Udogodnienia systemowe

Model **Arietta 50** zapewnia przyjazny użytkownikowi interfejs, wbudowane presety (gotowe zestawy ustawień do optymalnej pracy) oraz **Auto Optimizer** - optymalizację obrazu za pomocą jednego przycisku. **Silky Image Processing (SIP)** i **Adaptive Image Processing (AIP)** to odpowiednio: programowa i sprzętowa redukcja zakłóceń.

Dane techniczne:

Przekątna monitora:	21,5"
Panel dotykowy:	10,1"

Systemy redukcji zakłóceń obrazu:	Silky Imaging Processing (SIP), Adaptive Image Processing (AIP)
Główce:	Super Multi-Layer Technology, Single Crystal
Bateria:	Czas pracy do 2h
Dodatkowe systemy wspomagania obrazu:	Auto optimizer, eFLOW

Informacje:

Kategoria: Aparaty USG

Model: