

Komora hiperbaryczna - Hyper One



Opis produktu:

Hyper One - komory hiperbaryczne produkowane przez **Hipermedico**, to specjalistyczny produkt klasy premium. Lokalny producent to gwarancja kompleksowej obsługi na najwyższym poziomie, sprawnego serwisu oraz przystępnej ceny.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zestawy Hyper One

Zestaw do terapii hiperbarycznej **Hyper One** jest jednym z najlepszych na rynku w swojej klasie. Głównym założeniem jest najwyższa jakość wykonania, wysoka wydajność, prosta obsługa i bezpieczeństwo.

Ponadto **Hyper One V2 100 cm** to jedyna w swojej klasie komora hiperbaryczna wyposażona w dwa osobne porty tlenowe. Umożliwia niezależne podanie adekwatnej dawki tlenu każdej z osób korzystających z zabiegu. Zestaw daje do dyspozycji przepływ do 20 litrów O₂/min.

Cechy charakterystyczne

- 100 cm średnicy - największa dostępna na rynku komora hiperbaryczna,
- gwarancja - 36 miesięcy gwarancji na powłokę komory, zawory i stelaż,
- polska produkcja - wszystkie elementy pochodzą z EU, Japonii i USA,
- dostępność wszystkich części w magazynie,
- inwestując w naszą komorę nie przestajesz zarabiać, zapewniamy komorę zastępczą na czas ewentualnej naprawy,
- bezpieczna, przenośna i łatwa w obsłudze,
- wykonana w technologii „spawania ultradźwiękowego”, bez użycia kleju,
- dwustronny zawór dekompresyjny, pozwalający na samodzielną kompresję i dekompresję,
- bardzo duży przepływ powietrza, aż 250 litrów/min.,
- bardzo duży przepływ tlenu, aż do 20 litrów/min.

Zawartość zestawu Hyper One:

- balon hiperbaryczny (komora) o średnicy 100 cm, wyposażony w szereg zaworów dolotowych, spustowych i bezpieczeństwa,
- koncentrator/koncentratory tlenu, w zależności od wersji komory,
- kompresor powietrza,
- przewody powietrzne i tlenowe,
- stelaż,
- materac.

W cenie zawarte są montaż zestawu oraz szkolenie.

Zalety komory hiperbarycznej:

- manometr zewnętrzny do precyzyjnej kontroli ciśnienia,
- miękka konstrukcja wykonana z tworzywa wysokiej klasy, łatwego w utrzymaniu czystości, wyprodukowana bez użycia klejów,
- zawory bezpieczeństwa, gwarantujące bezpieczeństwo pracy,
- 2 zamki (w tym 1 ciśnieniowy) gwarantujące wysoką szczelność konstrukcji, wyposażone w dwustronne suwaki pozwalające na samodzielne odpięcie,
- przewody powietrzne z atestowanego materiału bezzapachowego,
- wbudowany system filtrujący zanieczyszczenia,
- wysokiej jakości materac, łatwozmywalny,
- jasne i przestronne wnętrze,
- bardzo cicha praca urządzeń.

CIAŁO

- regeneracja,
- odmłodzenie,
- poprawa wyglądu,

- pozytywny wpływ na trawienie,
- redukcja wagi,
- poprawa funkcjonowania w wymiarze holistycznym.

UMYSŁ

- poprawa nastroju,
- zwiększenie koncentracji przy wysiłku intelektualnym,
- poprawa funkcji kognitywnych,
- uspokojenie układu nerwowego, relaks umysłu,
- redukcja zmęczenia i poziomu stresu,
- korzystny wpływ na jakość snu.

WYSIŁEK

- przyspieszenie regeneracji po intensywnym wysiłku fizycznym,
- obniżenie napięcia mięśni,
- wzmocnienie i zwiększenie elastyczności więzadeł oraz mięśni,
- przyspieszenie regeneracji na poziomie komórkowym (poprzez sprawniejsze odprowadzanie metabolitów),
- poprawa wydolności organizmu.

PIĘKNO

- spowolnienie procesów starzenia się na poziomie komórkowym,
- zmniejszenie widoczności blizn i cellulitu,
- zwiększenie elastyczności skóry,
- poprawa kondycji skóry,
- redukcja zmian skórnych.

Dane techniczne komory hiperbarycznej Hyper One:

	Hyper One V1 100 cm	Hyper One V2 100 cm
Średnica:	100 cm	100 cm
Koncentrator tlenu:	1	2
Czystość tlenu:	94%+/-5%	94%+/-5%
Przepływ tlenu:	0-10 litrów/min	0-20 litrów/min (2 osoby po 10 l/min)
Ilość portów tlenowych:	1	2
Przepływ powietrza:	250 litrów/min	250 litrów/min
Liczba okien:	4	4
Ilość zaworów bezpieczeństwa:	3	3

W komorze **obligatoryjnie** należy stosować certyfikowaną odzież bawełnianą (100% bawełny)!

Informacje:

Komory Hiperbaryczne: Komory

Model:

Hyper One komora hiperbaryczna: Hyper One V1
100 cm, Hyper One V2 100 cm