




Mini histeroskop operacyjno-diagnostyczny modułowy

Opis produktu:

Mini histeroskop operacyjno-diagnostyczny modułowy.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Mini histeroskop operacyjno - diagnostyczny modułowy

- Optyka **12°** szerokokątna, zakres obrazowania **90°**
- Cztery rodzaje płaszczy do wyboru:
 - średnica **3,8** mm z kanałem roboczym 3 Fr./Charr.
 - średnica **4,8** mm z kanałem roboczym 5 Fr./Charr.
 - średnica **5,4** mm z kanałem roboczym 7 Fr./Charr.
 - średnica **5,8** mm z kanałem roboczym 9 Fr./Charr.
- Modułowa konstrukcja
- Automatyczne uszczelnianie kanału roboczego - możliwość obsługi jedną ręką
- Okular typu Snap - on
- Wydajna charakterystyka przepływu
- Prosty kanał roboczy

Dane szczegółowe kolorów i wymiarów

- **Żółty:** średnica zewnętrzna 3.8 mm, kanał roboczy 3 Fr., płaszcz zewnętrzny 8753.001,

płatcz wewnętrzny 8753.002, optyka 8753.411

- **Niebieski:** średnica zewnętrzna 4.8 mm, kanał roboczy 5 Fr., płatcz zewnętrzny 8753.003, płatcz wewnętrzny 8753.004, optyka 8753.411
- **Zielony:** średnica zewnętrzna 5.4 mm, kanał roboczy 7 Fr., płatcz zewnętrzny 8753.006, płatcz wewnętrzny 8753.007, optyka 8753.411
- **Biały:** średnica zewnętrzna 5.8 mm, kanał roboczy 9 Fr., płatcz zewnętrzny 8753.008, płatcz wewnętrzny 8753.009, optyka 8753.411

Informacje:

Kategoria: Histeroskopy modularne

Model: