



Ochraniacze terapeutyczne dla koni z magnetoterapią PEMF

Opis produktu:

Terapeutyczne ochraniacze magnetyczne (PEMF) wykorzystują działanie pulsacyjnego pola magnetycznego w celu przyspieszenia krążenia i regeneracji, jednocześnie stymulując procesy naprawcze oraz działając przeciwbólowo oraz przeciwzapalnie.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Koński staw skokowy

Jeden z najbardziej obciążonych obszarów ciała konia wierzchowego, a także jeden z najtrudniejszych w leczeniu. Zmaganie się z terapią wspomagającą dla stawu skokowego może być frustrujące, a niejednokrotnie zmuszające do wyłączenia konia z treningu na długi okres. Jednocześnie schorzenia tego regionu w większości przypadków są kwestią chroniczną towarzyszącą naszemu koniowi jak i nam dożywotnio. **Terapia wspierająca** leczenie konwencjonalne jest tu często koniecznością, ze względu za zwiększanie skuteczności leczenia i poprawę komfortu życia konia – **ochraniacze magnetyczne** mogą być używane długofalowo i wspomagają regenerację jednocześnie zmniejszając stan zapalny jak i ból odczuwany w tej okolicy. Ponadto pobudzają krążenie co ma kluczowe znaczenie dla regeneracji chrząstki stawowej. Moc zastosowanych **cewek magnetycznych** w ochraniaczach pozwala na penetrację fal pola magnetycznego do wnętrza stawu co przekłada się na działanie także w trudno dostępnych miejscach.

Jak działają ochraniacze magnetyczne PEMF:

Ochraniacze magnetyczne PEMF są wszechstronne i mogą być używane na przednich i tylnych kończynach jak również na stawach skokowych (dedykowane ochraniacze na stawy skokowe). Konie mogą bezproblemowo poruszać się w boksie podczas terapii ze względu na ich lekką wagę. Wpływ ochraniaczy to także:

- poprawa przewodnictwo nerwowego,
- zwiększona proliferacja i regeneracja komórek,
- odmładzanie tkanek.

Sterownik mocowany jest bezpośrednio do ochraniacza - co oznacza brak przewodów łączących ochraniacze z derką. Zasilanie bateryjne, przenośne, lekkie, z akumulatorami wielokrotnego użytku.

Obszary zastosowań:

- tkliwość lub sztywność w stawach,
- przyspieszenie regeneracja,
- leczenie bólu,
- witalizacja,
- relaksacja powysiłkowa,
- zwiększenie krążenia i waskularyzacja,
- ostre i przewlekłe schorzenia aparatu ruchu (ścięgien, więzadeł itd style="border: 1px solid #ccc; border-collapse: collapse;text-align:center; height:28px;" .).

Cechy:

- lekkie,
- rozmiar uniwersalny,
- produkowane w Niemczech,
- kolor czerwony,
- 5 programów magnetoterapii.

Dane techniczne:

Ilość cewek magnetycznych:	6/ochraniacz
Ilość programów magnetoterapii:	5

Zastosowanie:	Przednie/tylne kończyny / stawy skokowe
Liczba pasów::	2
Zasilanie:	Bateryjne (akumulatory)
Kraj produkcji:	Niemcy

Informacje:**Model:**

Ochraniacze terapeutyczne dla koni z PEMG:
Ochraniacze na stawy skokowe, Ochraniacze na
kończyny przednie/tylne