





Legowisko i derki dla psów z magnetoterapią PEMF

Opis produktu:

Derka i legowisko dla psów marki **Sport Innovations**. Terapia wspomagająca magnetoterapią **PEMF** dla małych i dużych psów



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Psie dolegliwości reumatyczne

Niezależnie od tego czy psim problemem jest ból stawów, rekonwalescencja po operacji, lub podeszły wiek i związane z tym sztywne stawy lub po prostu chęć wspomagania swojego czworonożnego przyjaciela tak aby mógł czuć się i wyglądać jak najlepiej magnetoterapia wywiera pozytywny wpływ na każde z powyższych! Korzyści ze stosowania terapeutycznego legowiska magnetycznego lub derek magnetycznych mogą pomóc w znacznej poprawie zachowania i zdrowia Twojego psa. **Magnetoterapia PEMF** ma działania:

- przeciwbólowe,
- redukujące stan zapalny,
- usprawnia krążenie,
- przyspiesza regenerację.

Ponadto usprawnia przewodnictwo nerwowe, zwiększa proliferację i regenerację komórek co przekłada się na odmładzanie tkanek.

Co to jest PEMF?

Terapia pulsacyjnym polem elektromagnetycznym (PEMF), zwana również magnetoterapią pulsacyjną, jest techniką naprawczą najczęściej stosowaną w leczeniu bólu zwierząt, regeneracji po urazach, przyspieszenie zrostu kości po złamaniach lub operacjach, usprawnienia regeneracji, zwiększenia wydajności psów sportowych, polepszenia komfortu psich seniorów i ogólnym utrzymaniu zdrowia.

Dla kogo?

Legowiska oraz derki przeznaczone są każdego psa – zarówno domowych czworonożnych przyjaciół jak i psów sportowych lub pracujących, wystawowych. Legowisko sprawdzi się także w lecznicach weterynaryjnych – szczególnie do przyspieszenia regeneracji i redukcji bólu po zabiegach ortopedycznych.

Obszary zastosowań:

- przyspieszona regeneracja,
- leczenie bólu,
- usprawnienie krążenia,
- witalizacja,
- szybszy zrost kostny,
- redukcja stanów zapalnych,
- ogólny relaks.

Cechy:

- lekkie,
- rozmiar uniwersalny,
- produkowane w Niemczech,
- kolor czerwony,
- 5 programów magnetoterapii.

Dane techniczne:

Rozmiar derki	Od szyi do zadu	Od klatki do zadu
M	~74 cm (29")	~61 cm (24")

L	~79 cm (31")	~66 cm (26")
XL	~97 cm (38")	~84 cm (33")
XXL	~107 cm (42")	~94 cm (37")

Rozmiar legowiska Standard:	~58x86 cm (23"x34")
Rozmiar legowiska XL:	~102x140 cm (40"x55")
Ilość programów magnetoterapii:	5
Kolor:	czerwony
Kraj produkcji:	Niemcy

Informacje:**Model:**

Legowisko i derki dla psów z magnetoterapią PEMF: derka M, derka L, derka XL, derka XXL, legowisko standard, legowisko XL