

## Histeroskopy modularne 2,7 mm



### Opis produktu:

**Histeroskopy modularne** - Optyka 2,7 mm i system płaszczy

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

#### Histeroskop modularny oparty na optyce 2,7 mm

- Optyki 2, 7 mm o kątach 30 st lub 12 st
- Płaszcz diagnostyczny owalny o średnicy 4 mm
- Płaszcze diagnostyczno-operacyjne przepływowe – średnica zewnętrzna 5 mm, kształt owalny, szeroki kanał roboczy dla narzędzi 7 Fr
- Płaszcz Optiflow o zwiększonym przepływie – średnica 5,5 mm, anatomiczny, skośny profil

Nr kat. **8974.402**

- Średnica **2,7 mm**
- Kąt optyki **30°**

Nr kat. **8974.412**

- Średnica **2,7 mm**
- Kąt optyki **12°**

Nr kat. **8974.121**

Płaszcz diagnostyczny przepływowy

- Średnica **4 mm**
- Profil **owalny**
- Długość robocza 245 mm
- Kanał roboczy dla narzędzi **3 Fr./Charr.**

Nr kat. **8974.152** Nr kat. **8974.251**

Płaszcze diagnostyczno - operacyjne o ciągłym przepływie

- Płaszcz zewnętrzny
- Profil owalny
- Średnica 5 mm
- Długość robocza 205 mm
- Płaszcz wewnętrzny
- Szeroki kanał roboczy dla narzędzi 7 Fr./Charr.

Nr kat. **8974.351**

Płaszcz diagnostyczno - operacyjny **OptiFLOW** o ciągłym przepływie

- Szybszy, dynamiczny przepływ medium
- **Anatomiczny** skośny profil
- Złączka typu „**click**”
- ORednica zewnętrzna płaszczu **5,5 mm**
- Długość robocza 215 mm
- Kanał roboczy dla narzędzi **5 Fr./Charr.**

**Wyposażenie dodatkowe**

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Uchwyt ergonomiczny do histeroskopów | <b>nr kat. 8986.251</b> |
|--------------------------------------|-------------------------|

**Informacje:**

Kategoria: Histeroskopy modularne

**Model:**