




## Derka terapeutyczna MagPro Plus

### Opis produktu:

Derka dla koni marki **Sport Innovations**.  
Magnetoterapia **PEMF** + termoterapia światłem podczerwonym w jednej derce to kompleksowe rozwiązanie rehabilitacyjne odpowiadające na różnicowane schorzenia dotyczące koni.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Derka terapeutyczna MagPro Plus

## Magnetoterapia PEMF + termoterapia światłem podczerwonym w jednej derce

Terapeutyczna derka **MagPro Plus** o kompleksowym działaniu umożliwiającą równoczesne stosowanie dwóch rodzajów terapii: **magnetoterapia PEMF** oraz termoterapia **światłem podczerwonym**. Dzięki temu rozwiązaniu zapewnia synergistyczny efekt terapeutyczny przy jednoczesnej wygodzie i prostocie stosowania. Dzięki działaniu miejscowemu i ogólnoustrojowemu pozwala nie tylko zapobiegać urazom jak i znacząco wspomagać ich leczenie, ale przede wszystkim umożliwia wykorzystanie **maksymalnego potencjału sportowego** konia. Stosowanie derki w celu zmniejszenia napięcia mięśniowego, redukcji sztywności i usprawnienia krążenia w organizmie przekłada się na szybszą regenerację po wysiłku oraz na bardziej wydajne i owocne treningi. Derka **MagPro Plus** jest dozwolona do użytku pomiędzy startami przez FEI i nie jest uważana na doping. Bezinwazyjna, relaksująca i możliwa do zastosowania w niemal każdych warunkach magnetoterapia **PEMF** i **terapia ciepłem** pomagają utrzymać sprawność i formę konia na najwyższym poziomie.

**Termoterapia w derce PROSERIES 3IN1 w szybszy sposób niż solarium aplikuje ciepło na ciało konia jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo przed przegrzaniem dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury.**

**Derka oprócz zastosowania regeneracyjnego sprawdza się także w łagodzeniu objawów kolki (termoterapia) wspomagając do leczenia zaleconego przez lekarza weterynarii.**

### Kluczowe cechy:

- 2 terapie w jednym derce: magnetoterapia PEMF i termoterapia światłem podczerwonym,
- Wyprodukowana w Niemczech,
- 6 programów magnetoterapii,
- Termoterapia w zakresie do 45 stopni,
- Kolor czerwony,
- Rozmiar 155cm (od grzbietu do zadu),
- Zasilanie akumulatorowe lub sieciowe,
- Nadająca się do prania,
- Lekka,
- Cewki magnetyczne pokrywające cały grzbiet oraz kręgosłup.

**Derka zasilana jest akumulatorami wielokrotnego użytku z opcją zasilania sieciowego.**

### Obszary zastosowań:

- Przyspieszona regeneracja,
- Zwiększenie krążenia,
- Proliferacja nowych komórek i odnowa tkanek,
- Redukcja stanów zapalnych,
- leczenie bólu,
- rekonwalescencja,
- redukcja zmęczenia oraz sztywności mięśni,
- leczenie urazów,
- terapia zwyrodnień stawów kręgosłupa i wyrostków kolczystych (kissing spines),
- zmniejszenie ilości kontuzji,
- termoterapia – rozgrzanie grzbietu przed lub po zawodach,
- **MagPro Plus** zakładana na czas transportu przyczepą zapobiega sztywności i zmęczeniu mięśni podczas podróży.

Derka terapeutyczna MagPro Plus

Derka terapeutyczna MagPro Plus z szyją

## Dane techniczne:

|                                                  |                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Rozmiar:                                         | 155 cm (od kłębu do zadu)                                                 |
| Programy automatyczne:                           | 6 programów dedykowanych konkretnym schorzeniom                           |
| Tryb manualny (częstotliwość):                   | 1-250 Hz                                                                  |
| Częstotliwości terapeutyczne (impuls bipolarny): | 1 - 250 Hz                                                                |
| Siła pola magnetycznego:                         | Gęstość strumienia w środku cewki: ok. 1000 $\mu$ T bezpośrednio na cewce |
| Intensywność magnetoterapii:                     | 5 poziomów (poziom 1-5 ok. 20% - 31% - 50% - 71% - 100%)                  |
| Termoterapia:                                    | do 45 stopni przy nieaktywnym polu magnetycznym                           |

## Informacje:

## Model:

Derka: MagPro Plus, MagPro Plus z szyją