

Wózek Intellect Mobile 2



Opis produktu:

Wózek Intellect Mobile 2 wyposażony jest w szuflady, które umożliwiają przechowywanie akcesoriów do aparatu. Dodatkowo wózek Intellect Mobile 2 posiada cztery duże koła zapewniające mobilność.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Wózek Intellect Mobile 2

Wózek Intellect Mobile 2 wyposażony jest w szuflady, które umożliwiają przechowywanie akcesoriów do aparatu. Dodatkowo wózek Intellect Mobile 2 posiada cztery duże koła zapewniające mobilność.

Dane techniczne:

Waga wózka:	około 10,1 kg
Bezpieczne obciążenie robocze wózka:	6,5 kg
Vacuum - wejście:	20-25 Vdc, maksymalny prąd szczytowy 4A
Stopień ochrony elektrycznej:	BF

Informacje:

Kategoria: Wózki medyczne

Model:

Moduł do terapii podciśnieniowej Vacuum: Nie,
Tak