

## Resektoskop Princess

### Opis produktu:

Mini **resektoskop Princess** firmy **Richard Wolf** o średnicy zewnętrznej zaledwie **7 mm**. Dzięki **niewielkim rozmiarom resektoskop** redukuje wysiłek operatora przy rozszerzaniu oraz opór przy wprowadzaniu narzędzia. Ciśnienie wewnątrzmaciczne może być utrzymywane na niskim poziomie, dzięki zmniejszonej przestrzeni.

Dodatkowo resektoskop Princess wyposażony jest w system podwójnej osłony, który umożliwia obrót o 360° zapewniając większą swobodę ruchu.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Resektoskop Princess firmy Richard Wolf

Dzięki niewielkim wymiarom idealnie nadaje się do stosowania w przypadku zwężonego kanału szyjki macicy oraz dla pacjentek cierpiących na niepłodność oraz bezpłodność.

### Bipolarna elektroda waporyzacyjna „BiVAP”

Bipolarna elektroda do waporyzacji „BiVAP” idealnie nadaje się do ablacji endometrium oraz leczenia mięśniaków. Elektroda „BiVAP” posiada zoptymalizowany kształt oraz zwiększoną

powierzchnie styku dla niskiej gęstości energii.

- Szybkie i skuteczne odparowanie tkanki
- Plazma jest skoncentrowana przez unikalny kształt

## **Resektoskop Princess - zalety:**

- Princess to smukły rektoskop 7 mm / 21 Fr. z ciągłą irygacją, opcjonalnie rozszerzalny do 8 mm
- Technologia hybrydowa do zastosowań monopolarnych i bipolarnych z tym samym instrumentem podstawowym
- Mechanizm szybkiego zwalniania E-line
- Teleskop PANOVIEW 2,7 mm, kierunek widzenia 12°
- Minimalny wysiętek dylatacyjny
- Zmniejszony opór przy wprowadzaniu
- Znacznie mniej urazów kanału szyjki macicy

## **Informacje:**

Kategoria: Histeroresektor Princess

## **Model:**