

Mega Ball - Piłka gimnastyczna o śr. 150 cm



Opis produktu:

Mega Ball to piłka gimnastyczna o śr. **150 cm**, idealna do zajęć ruchowych. Gwarantuje uczestnikom znakomitą zabawę, angażując całą grupę do współpracy oraz wspólnej aktywności.

Doskonała do ćwiczeń integracyjnych, animacji i treningów zespołowych, rozwija **koordynację** oraz **kommunikację w grupie**. Wykonana z wytrzymałego materiału, zapewnia trwałość i bezpieczeństwo podczas intensywnego użytkowania.

Zastosowanie:

Motoryka duża

Trening plyometryczny

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Mega Ball - największa piłka gimnastyczna na świecie

Mega Ball jest proponowana do konkretnych treningów grupowych, gdzie liczy się współpraca i dobra zabawa. Dzięki swoim imponującym wymiarom staje się centralnym elementem różnych choreografii oraz wydarzeń artystycznych. To **piłka gimnastyczna o większym rozmiarze** i wielorakim zastosowaniu, która przyciąga uwagę i angażuje uczestników zajęć.

Wykonana z wytrzymałego **PCV**, dostępna jest w wersji o średnicy aż **150 cm pomarańczowa** oraz **180 cm czerwona**. To największe piłki do ćwiczeń na świecie, co potwierdza wpis do **Księgi Rekordów Guinnessa**. Solidna konstrukcja zapewnia trwałość oraz bezpieczeństwo podczas intensywnego użytkowania.

Mega Ball to niezwykle wszechstronna pomoc treningowa - idealna do grupowych zabaw, takich jak rzucanie czy turlanie piłki, a także do ćwiczeń wymagających wspólnego unoszenia i kontroli ruchu. Doskonale sprawdza się również jako efektowny element pokazów, animacji oraz występów scenicznych, budując dynamikę i integrację w zespole.

Dopasuj idealną średnicę piłki gimnastycznej

Dobór piłki do długości ramion

L [cm]	Średnica [cm]
46-55	45
56-65	55
66-80	65
81-90	75

Dobór piłki do wzrostu

Wzrost [m]	Średnica [cm]
1,54	45
1,55-1,69	55
1,70-1,85	65
1,86-2,00	75
>2,01	85

Informacje:

Materiał: PCV
 Zastosowanie: Trening fitness i pilates
 Kategoria: Piłki do rehabilitacji i ćwiczeń
 Rozmiar: Duże piłki
 Kolor: czerwony
 Kolor: pomarańczowy
 Średnica: 150 cm
 Średnica: 180 cm

Model: