

Airex Fitness Mata gimnastyczna Coronella 200 cm




Opis produktu:

Mata gimnastyczna Coronella 200 zapewnia użytkownikom skuteczną ochronę antybakteryjną podczas ćwiczeń. Mata **AIREX® Coronella** stanowi element standardowego wyposażenia najwyższej klasy siłowni i klubów sportowych, a także jest wykorzystywana przez trenerów personalnych.

Airex Coronella 200 należy do standardowego wyposażenia najwyższej klasy siłowni i klubów sportowych, a także używana jest przez najlepszych trenerów personalnych.

Matę oferujemy w dwóch wersjach, z oczkami do powieszenia na stojaku lub wieszaku firmy Airex lub bez oczek.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Airex Fitness Mata gimnastyczna Coronella 200

Materiał opracowany z myślą o stworzeniu maty AIREX® Coronella wytrzymuje nawet bardzo duże obciążenia, a jego wymiary gwarantują doskonałą stabilność. Ponadto struktura materiału umożliwia dyskretne zwinięcie i schowanie maty.

Mata AIREX® Coronella stanowi element standardowego wyposażenia najwyższej klasy siłowni i klubów sportowych, a także jest wykorzystywana przez trenerów personalnych.

Mata została opracowana we współpracy ze sportowcami i rehabilitantami, dzięki czemu spełnia ich wymagania.

Zaletą mat gimnastycznych firmy Airex jest ich lekkość i łatwość rolowania i przenoszenia. Tworzywo, z którego wykonana jest mata jest przyjemne w dotyku i nie ślizga się po podłożu.

Mata Coronella 200 - zastosowanie

Fitness

Kluby sportowe

Ćwiczenia równoważne

Pilates Yoga

Airex Coronella 200 - cechy charakterystyczne:

Produkty AIREX® zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły służyć jako pomoc w terapii ruchowej zarówno w warunkach instytucjonalnych, jak i domowych. Mata leżąca na podłodze służy osobie ćwiczącej jako podparcie podczas wykonywania ćwiczeń zaleconych przez lekarza, które mają na celu poprawę zdolności motorycznych i równowagi, kontrolę postawy oraz leczenie ruchem osłabienia mięśni kończyn i tułowia powstałego w wyniku chorób neurologicznych lub ortopedycznych.

Właściwości:

- **Najwyższy komfort:** izolująca, miękka, ciepła, o doskonałych właściwościach tłumiących,
- **Najwyższy poziom bezpieczeństwa:** przylegająca, wytrzymała, antypoślizgowa, z zaokrąglonymi krawędziami,
- **Do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz:** odporna na rozmaite warunki pogodowe,
- **Trwała,**
- **Higieniczna:** antybakteryjna, łatwa w czyszczeniu,
- **Pianka o zamkniętej strukturze.**

Dwie wersje do wyboru:

- podstawowej, bez oczek do powieszania

- z zakutymi oczkami do wieszania na stojakach i wieszakach firmy Airex

Airex Coronella 200 kolor niebieski

Airex Coronella 200 kolor antracytowy

Airex Coronella 200 kolor czerwony

Kolory na zdjęciach mogą się różnić od rzeczywistych - wynika to z różnorodności dostępnego sprzętu komputerowego oraz jego indywidualnych ustawień a w szczególności ustawień monitora i karty graficznej.

Dane techniczne:

Zastosowanie:	wewnątrz budynków, na zewnątrz budynków, w wodzie
Przeznaczenie:	gimnastyka,fitness,aerobik,pilates,fizjoterapia,rehabilitacja,hydroterapia
Wymiary (dł.x szer.x gr.):	200 cm x 60 cm x 15 mm (wymiary orientacyjne)
Waga:	2,4 kg

Informacje:

Kategoria: Materace i maty do ćwiczeń
Rodzaj produktu: Maty
Długość (cm): 200 cm i więcej
Szerokość: 40 - 69 cm
Grubość (mm): 10 - 29 mm
Waga: 1 - 2,9 kg
Zastosowanie: Fizjoterapia i Rehabilitacja
Zastosowanie: Szkoły i Ośrodki Sportowe

Model:

Kolory Airex: czerwony, niebieski, antracytowy
Model Airex: Z oczkami TYP 15, Bez oczek