

Wielorazowa elektroda miseczkowa MRI i CT



Opis produktu:

Wielorazowa elektroda miseczkowa MRI i CT. Wszystkie **elektrody** zostały opracowane w celu zapewnienia maksymalnej jakości sygnału i komfortu pacjenta.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Wielorazowa elektroda miseczkowa MRI i CT

- Elektrody używane do wykonywania badań diagnostycznych MRI i CT.
- Ze względów bezpieczeństwa badanie MRI pacjentów z rozrusznikami serca nie wchodziło w grę.
- Jednorazowe elektrody MRI wykonane są z Ag/AgCl i umożliwiają teraz setkom tysięcy takich pacjentów skorzystanie z technik diagnostycznych MRI.
- Elektrody wyposażone są w przewód ze złączem TP 1,5 mm , w 2 wariantach długości.

Dostępne warianty:

Nr katalogowy	Materiał	Średnica elektrody	Długość kabla	Il. szt. w op.
DAGR202600MRI	Ag/AgCl	10 mm	200 cm	10 szt
DAGR102600	Ag/AgCL	10 mm	100 cm	10 szt

Informacje:

Typ elektrody: Miseczkowe

Kabel: 150 cm

Kabel: 100 cm

Kabel: 250 cm

Materiał: Ag

Materiał: Au

Materiał: Ag/AgCl

Model:

Wielorazowa elektroda miseczkowa MRI i CT:

DAGR102600 - Ag/AgCl - kabel 100 cm - 10 szt,

DAGR202600 - Ag/AgCl - kabel 200 cm - 10 szt