

Papiery rejestrujące do aparatów EKG



Opis produktu:

Papier do EKG firmy **Sorimex** wyróżnia się doskonałą jakością podłoża, wyraźnym czytelnym i nie rozmazującym się nadrukiem oraz odpowiednią gramaturą, która gwarantuje brak efektu pylenia **papieru do EKG**

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Papiery rejestrujące do aparatów EKG firmy Sorimex

Papiery rejestrujące Firma **SORIMEX** jest jednym z wiodących dystrybutorów papierów rejestrujących używanych do zapisu badań medycznych. W naszej ofercie znajdują się papiery rejestrujące do większości typów obecnych na rynku aparatów 8 EKG, EEG, KTG, USG oraz drukarek laboratoryjnych. Obszary kliniczne, w których wykorzystywane są papiery rejestrujące: Diagnostyka medyczna z zakresu:

- kardiologii,
- elektroencefalografii,

- monitorowania czynności serca płodu,
- ultrasonografii,
- spirometrii,
- analizy laboratoryjne.

Nasze papiery charakteryzują się: doskonałą jakością podłoża, wyraźnym czytelnym nadrukiem, odpowiednią grubością, odpowiednią gramaturą, gwarantującą brak efektu pylenia papieru, różnorodnymi typami perforacji i nadruków, wyraźnym, czytelnym, nie rozmazującym się nadrukiem. Bardzo dobra jakość papieru chroni aparaturę przed przedwczesnym zużyciem. Wyraźny zapis zapewnia komfort pracy lekarzowi odczytującemu wynik badania. Każda rolka czy składanka papieru wykorzystywana jest w 100%. **Papier termiczny do aparatów EKG** firmy Sorimex charakteryzuje się bardzo dobrą jakością, dzięki czemu zapewnia komfort pracy lekarzowi odczytującemu wyniki badań EKG.

Papiery rejestrujące do aparatów EKG kompatybilne są z takimi markami jak: Aspel, Bosch, Cardiette, Cardysuny, Elettronica Trentina, Farum, Fukuda, GE (Helige i Marquette), Mortara, Nihon-Kohden, OTE Biomedica, Philips (Hewlett-Packard), Schiller, Schwarzer, Siemens, Quinton i wiele innych producentów aparatów EKG

Papier EKG do AsCard A-4 z nadrukiem, rozmiar 112 mm x 25 m - opakowanie 5 szt.

Papier EKG do AsCard B5/ECO z nadrukiem, rozmiar 58 mm x 25 m - opakowanie 10 szt.

Papier EKG do Farum E-10/E-100, 50 mm x 30 m - opakowanie 10 szt.

Papier EKG do MAC 5 A4, MAC 1200/1600/2000, 210 x 295 mm - opakowanie 150 kartek

Informacje:

Kategoria: Pozostałe

Model:

Papier EKG Sorimex: Papier do AsCard A-4 z nadrukiem, rozmiar 112mm x 25m - opak. 5 szt., Papier do AsCard B5/ECO z nadrukiem, rozmiar 58mm x 25m - opak. 10 szt., Papier do Farum E-10/E-100, 50mm x 30m - opak. 10 szt., Papier do MAC 5 A4, MAC1200/1600/2000, 210x295mm - 150 kartek