



Zestaw do PEG MIC* wersja Push i Pull

Opis produktu:

Zestaw do **PEG MIC** został stworzony w celu zapewnienia pełnej wygody. Dostępny w wersji **push i pull wykonany z silikonu medycznego. Zestaw do PEG zawiera zacisk.**

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Zestaw do PEG wersja Push i Pull

Zestaw do PEG MIC został stworzony w celu zapewnienia pełnej wygody. Dostępny w wersji push i pull wykonany z silikonu medycznego. Zestaw do PEG zawiera porty do podawania żywienia, leków lub wody zgodne z systemem ENFit®.

Zestaw do PEG 8644-xx Basic PULL zawiera:

- zgłębnik gastrostomijny usuwany za pomocą trakcji
- uniwersalny adapter do podawania pożywienia 8135-xx ze złączem ENFit®
- zewnętrzny talerzyk mocujący SECUR-LOK*
- jednorazowy skalpel z ostrzem #11
- igła wprowadzająca 14 ga x 6.985 cm
- prowadnik z pętlą
- zacisk zgłębnika
- instrukcja obsługi

Cechy charakterystyczne:

- wykonany z silikonu medycznego,
- porty do podawania żywienia, leków lub wody zgodne z systemem ENFit®,
- zewnętrzny talerzyk mocujący SECUR-LOK*,
- centymetrowa podziałka,
- zgłębnik usuwany za pomocą trakcji,
- wyposażony w wewnętrzny, zapadający się talerzyk mocujący,
- zestaw zawiera zacisk,

- rozmiary: 14Fr, 20Fr, 24Fr.

Zestaw do PEG MIC* Basic ze złączami ENFit®

Kod produktu	Opis produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Opakowanie
8644-14	Basic PULL PEG KIT	14 Fr	1 szt./op.
8644-20	Basic PULL PEG KIT	20 Fr	1 szt./op.
8644-24	Basic PULL PEG KIT	24 Fr	1 szt./op.

Informacje:

Kategoria: Żywienie dojelitowe
Żywienie dojelitowe - przeznaczenie: Dla specjalisty
Zgłębniki gastrostomijne: PEG MIC* - wersja PUSH I PULL

Model:

Zestawy AVANOS: 8644-14 - Basic PULL PEG KIT - 14 Fr - 1 szt./op., 8644-20 - Basic PULL PEG KIT - 20 Fr - 1 szt./op., 8644-24 - Basic PULL PEG KIT - 24 Fr - 1 szt./op.