

Zestaw do PEG MIC* (PUSH - OTW) ze złączami ENFit



Opis produktu:

Zestaw do PEG MIC* (PUSH - OTW) ze złączami ENFit zawiera zgłębnik gastrostomijny usuwany za pomocą trakcji oraz uniwersalny adapter do podawania pożywienia ze złączem ENFit® 8135-xx

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Zestaw do PEG MIC* (PUSH - OTW) ze złączami ENFit®

Zestaw do PEG Deluxe 8630-xx PUSH zawiera:

- 1 - zgłębnik gastrostomijny usuwany za pomocą trakcji
- 1 - pętla do przeciągania 5 Fr (1.8 mm x 260 cm)
- 1 - uniwersalny adapter do podawania pożywienia ze złączem ENFit® 8135-xx
- 1 - zewnętrzny talerzyk mocujący SECUR-LOK*
- 1 - igła z filtrem 22 ga x 1.5", 3.81 cm
- 1 - igła 25 ga x 1.5875 cm
- 1 - igła 25 ga x 1.5875 cm
- 1 - serweta z wycięciem z podkładkami samoprzylepnymi
- 1 - strzykawka 12 ml
- 1 - jednorazowy skalpel z ostrzem #11
- 1 - igła wprowadzająca 14 ga x 6.985 cm
- 1 - prowadnik (0.038" x 260 cm)
- 1 - zacisk zgłębnika
- 4 - gaziki 10.16 cm x 10.16 cm
- 2 - gaziki z nacięciem 5.08 cm x 5.08 cm
- 1 - nica chirurgiczna
- 1 - instrukcja obsługi

Dane techniczne:

Kod produktu	Opis produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Opakowanie

8630-14	PUSH (Over-The-Wire)	14 Fr	1 szt./op.
8630-20	PUSH (Over-The-Wire)	20 Fr	1 szt./op.
8630-24	PUSH (Over-The-Wire)	24 Fr	1 szt./op.

Informacje:

Żywienie dojelitowe - przeznaczenie: Dla specjalisty

Zgłębniki gastrostomijne: Zestaw do PEG MIC* (PUSH - OTW)

Model:

Zestawy AVANOS: 8630-14 - PUSH (Over-The-Wire) - 14 Fr - 1 szt./op., 8630-20 - PUSH (Over-The-Wire) - 20 Fr - 1 szt./op., 8630-24 - PUSH (Over-The-Wire) - 24 Fr - 1 szt./op.