



Zgłębnik jelitowy MIC*J (TUBE) ze złączami ENFit

Opis produktu:

Zgłębnik wprowadzany jest metodą operacyjną (endoskopową lub radiologiczną). Wykonany z silikonu medycznego. Zgłębnik jelitowy MIC*J (TUBE) ze złączami ENFit posiada biały port, oznaczony jako Bal., który służy do napełniania lub opróżniania balonika mocującego.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Zgłębnik jelitowy MIC*J (TUBE) ze złączami ENFit

Zgłębnik wprowadzany jest metodą operacyjną (endoskopową lub radiologiczną).

Cechy charakterystyczne:

- wykonany z silikonu medycznego,
- pojedynczy port dostępu jelitowego ze złączem ENFit®,
- biały port, oznaczony jako Bal., służący do napełniania / opróżniania balonika mocującego, oznaczenie średnicy przetoki nadrukowane na porcie Bal.,
- oznaczenia w centymetrach,
- zewnętrzny pierścień mocujący SECUR-LOK*,
- znacznik widoczny na obrazach rentgenowskich na całej długości zgłębnika,
- możliwość przycięcia końcówki dystalnej, aby dostosować zgłębnik do potrzeb
- poszczególnych pacjentów, dostępny w rozmiarach 12-24 Fr.

Zgłębnik jelitowy MIC*J (TUBE) ze złączami ENFit

Kod produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Zalecane wypełnienie balonika	Maksymalne wypełnienie balonika	Opakowanie*
8200-12LV	12 Fr	2-3 ml	5 ml	2 szt./op.
8200-14	14 Fr	7-10 ml	15 ml	2 szt./op.
8200-16	16 Fr	7-10 ml	15 ml	2 szt./op.

8200-18	18 Fr	7-10 ml	15 ml	2 szt./op.
8200-20	20 Fr	7-10 ml	15 ml	2 szt./op.
8200-22	22 Fr	7-10 ml	15 ml	2 szt./op.
8200-24	24 Fr	7-10 ml	15 ml	2 szt./op.

Długość części jelitowej zgłębnika MIC* J należy mierzyć od dalszego końca balonika mocującego do końcówki zgłębnika. Standardowa długość zgłębnika wynosi 51 cm, niemniej jednak istnieje możliwość przycięcia, aby dostosować ją do indywidualnych potrzeb poszczególnych pacjentów.

* możliwość zamówienia na sztuki

Informacje:

Kategoria: Żywienie dojelitowe

Zgłębniki jelitowe: Zgłębniki balonowe, jelitowe (J)

Model:

Zestawy AVANOS: 8200-12LV - 12 Fr - 2-3 ml - 1 szt., 8200-14 - 14 Fr - 7-10 ml - 1 szt., 8200-16 - 16 Fr - 7-10 ml - 1 szt., 8200-18 - 18 Fr - 7-10 ml - 1 szt., 8200-20 - 20 Fr - 7-10 ml - 1 szt., 8200-22 - 22 Fr - 7-10 ml - 1 szt., 8200-24 - 24 Fr - 7-10 ml - 1 szt.