

Zestaw przedłużający MIC-KEY do niskoprofilowych zgłębników



Opis produktu:

Zestaw przedłużający MIC-KEY do niskoprofilowych zgłębników zawiera podwójne złącze męskie **ENFit®** (z wyjątkiem bolusowego zestawu przedłużającego MIC-KEY) oraz mechanizm złącza **SECUR-LOK "Key"**. Zestawy przedłużające pakowane są pojedynczo.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zestaw zawiera:

- Mechanizm złącza SECUR-LOK "Key"
- Podwójne złącze męskie ENFit® (z wyjątkiem bolusowego zestawu przedłużającego MIC-KEY)
- Zestawy przedłużające pakowane pojedynczo
- Zacisk rurki (z wyjątkiem zestawu do podawania leków)
- Nie zawiera naturalnego lateksu ani DEHP
- Niesterylne

Zestaw przedłużający Avanos MIC-KEY:

Do stosowania z rurkami typu G/J/GJ MIC-KEY

Opis	Długość	Opakowanie	Kod produktu
Zestaw przedłużający MIC-KEY ENFit® ze złączem kątowym	30 cm	1 sztuka	0141-12
Zestaw przedłużający MIC-KEY ENFit® ze złączem kątowym	60 cm	1 sztuka	0141-24
Zestaw do podawania leków MIC-KEY ENFit® ze złączem kątowym	5 cm	1 sztuka	0142-02
Bolusowy zestaw przedłużający MIC-KEY ENFit® z prostym złączem	30 cm	1 sztuka	0143-12
Bolusowy zestaw przedłużający MIC-KEY ENFit® z prostym złączem	60 cm	1 sztuka	0143-24
Zestaw przedłużający MIC-KEY ENFit® z jedną końcówką ze złączem kątowym	30 cm	1 sztuka	0144-12
Zestaw przedłużający MIC-KEY ENFit® z jedną końcówką ze złączem kątowym	60 cm	1 sztuka	0144-24

Informacje:

Kategoria: Żywienie dojelitowe

Model:

Zestawy AVANOS: Zestaw przedłużający MIC-KEY ENFit® ze złączem kątowym - 30 cm - 1 szt., Zestaw przedłużający MIC-KEY ENFit® ze złączem kątowym - 60 cm - 1 szt., Zestaw do podawania leków MIC-KEY ENFit® ze złączem kątowym - 5 cm - 1 szt., Bolusowy zestaw przedłużający MIC-KEY ENFit® z prostym złączem - 30 cm - 1 szt., Bolusowy zestaw przedłużający MIC-KEY ENFit® z prostym złączem - 60 cm - 1 szt., Zestaw przedłużający MIC-KEY ENFit® z jedną końcówką ze złączem kątowym - 30 cm - 1 szt., Zestaw przedłużający MIC-KEY ENFit® z jedną końcówką ze złączem kątowym - 60 cm - 1 szt.