



Dwuportowy zgłębnik gastrostomijny MIC* ze złączem ENFit

Opis produktu:

Dwuportowy zgłębnik gastrostomijny MIC* zgodny z systemem **ENFit** wykonany z silikonu medycznego. **Zgłębnik gastrostomijny** posiada biały port balonika oznaczony jako "Bal", służący do **napełniania** i **opróżniania** balonika mocującego po umieszczeniu go w żołądku pacjenta.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Dwuportowy zgłębnik gastrostomijny MIC* ze złączem ENFit®

MIC*G

- zgodny z systemem ENFit®,
- wykonany z silikonu medycznego, biały port balonika, oznaczony jako "Bal.", służący do napełniania i opróżniania balonika mocującego po umieszczeniu go w żołądku pacjenta,
- zalecana średnica i objętość balonika nadrukowane na porcie Bal.,
- centymetrowa podziałka,
- zewnętrzny talerzyk mocujący SECUR-LOK*,
- znacznik widoczny na obrazach rentgenowskich na całej długości zgłębnika,
- wewnętrzny, silikonowy balonik mocujący,
- dystalna końcówka zgłębnika zagłębiona w baloniku,
- dostępny w wersji jedno i dwu portowej.

Dane techniczne:

Kod produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Zalecane wypełnienie balonika	Maksymalne wypełnienie balonika	Opakowanie
8100-12LV	12 Fr	2-3 ml	5 ml	1 szt./op.
8100-14LV	14 Fr	3-5 ml	7 ml	1 szt./op.
8100-16LV	16 Fr	3-5 ml	7 ml	1 szt./op.

8100-18	18 Fr	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.
8100-20	20 Fr	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.
8100-22	22 Fr	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.
8100-24	24 Fr	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.
8100-26	26 Fr	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.
8100-28	28 Fr	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.
8100-30	30 Fr	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.

Informacje:

Kategoria: Żywnienie dojelitowe
Żywnienie dojelitowe - przeznaczenie: Dla pacjenta

Model:

Zestawy AVANOS: 8100-12LV - 12 Fr - 2-3 ml - 5 ml - 1 szt./op., 8100-14LV - 14 Fr - 3-5 ml - 7 ml - 1 szt./op., 8100-16LV - 16 Fr - 3-5 ml - 7 ml - 1 szt./op., 8100-18 - 18 Fr - 7-10 ml - 15 ml - 1 szt./op., 8100-20 - 20 Fr - 7-10 ml - 15 ml - 1 szt./op., 8100-22 - 22 Fr - 7-10 ml - 15 ml - 1 szt./op., 8100-24 - 24 Fr - 7-10 ml - 15 ml - 1 szt./op., 8100-26 - 26 Fr - 7-10 ml - 15 ml - 1 szt./op., 8100-28 - 28 Fr - 7-10 ml - 15 ml - 1 szt./op., 8100-30 - 30 Fr - 7-10 ml - 15 ml - 1 szt./op.