

Porty wymienne do PEG MIC* ze złączami ENFit



Opis produktu:

Porty wymienne do PEG MIC* ze złączami ENFit®. Zestaw naprawczy PEG występuje w 3 rozmiarach 14 FR, 20 Fr oraz Fr 24

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Porty wymienne do PEG MIC* ze złączami ENFit

Porty wymienne do PEG MIC* ze złączami ENFit®. Zestaw naprawczy PEG występuje w 3 rozmiarach 14 FR, 20 Fr oraz Fr 24

Dane techniczne:

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie
8135-14	Zestaw naprawczy ENFit® do MIC* 14 Fr PEG	1 szt./op.
8135-20	Zestaw naprawczy ENFit® do MIC* 20 Fr PEG	1 szt./op.
8135-24	Zestaw naprawczy ENFit® do MIC* 24 Fr PEG	1 szt./op.

Informacje:

Kategoria: Żywnienie dojelitowe

Model:

Zestawy AVANOS: 8135-14 - Zestaw naprawczy ENFit do MIC* 14 Fr PEG - 1 szt./op., 8135-20 - Zestaw naprawczy ENFit do MIC* 20 Fr PEG - 1 szt./op., 8135-24 - Zestaw naprawczy ENFit do MIC* 24 Fr PEG - 1 szt./op.