

Koziółek Flexi - taboret

Opis produktu:



Koziółek Flexi to nowoczesny taboret zaprojektowany z myślą o komforcie i ergonomii pracy lekarzy, terapeutów oraz specjalistów z różnych dziedzin medycyny i kosmetologii. Dzięki lekkiej konstrukcji, kompaktowym wymiarom oraz szerokiemu zakresowi regulacji wysokości, idealnie sprawdzi się w gabinetach, gdzie liczy się wygoda użytkowania i łatwość przemieszczania nawet w ograniczonych przestrzeniach.

Kluczowe cechy:

- **Ergonomiczne, wygodne siedzisko** obite trwałym skajem, dostępne w szerokiej gamie **kolorów tapicerki Lux**.
- **Regulacja wysokości siedziska** w zakresie **54-74 cm**.
- **Solidna konstrukcja** o maksymalnym obciążeniu do **150 kg**.
- **Tapicerka odporna na hydrolizę**, zadrapania, bez rozpuszczalników chemicznych, przyjazna środowisku.
- **Regulacja kąta nachylenia siedziska do 15°**.

Zdjęcia produktu:





Szczegółowy opis produktu:

Koziołek Flexi - taboret

Koziołek Flexi to ergonomiczne, lekkie i wygodne siedzisko z chromowaną podstawą i kolumną dla lekarzy oraz terapeutów.

Cechy charakterystyczne:

- siedzisko obite skajem,
- regulacja wysokości umożliwiająca podnoszenie i opuszczanie siedziska w celu dostosowania go do różnych wysokości ciała,
- łatwa do czyszczenia chromowana podstawa,
- podgumowane kółka skrętne,
- kółka samohamujące (dodatkowa opcja),
- solidna konstrukcja i niezawodna wydajność,
- kompaktowy, okrągły kształt zapewniający swobodę ruchu w ograniczonych przestrzeniach.

Dedykowany dla osób specjalizujących się w:

- stomatologii,
- chirurgii,
- ginekologii,
- medycynie estetycznej,
- medycynie weterynaryjnej,
- okulistyce,
- kosmetologii i fryzjerstwie.

Jak działają kółka samohamujące w koziołku Flexi?

Mechanizm automatyczny - kółka wyposażone są w specjalny mechanizm sprężynowy lub ciśnieniowy, który reaguje na obciążenie. Gdy pacjent lub terapeuta siada na koziołku Flexi, kółka automatycznie się blokują, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas zabiegu.

Odblokowanie następuje automatycznie po zdjęciu obciążenia - wystarczy wstać z fotela, aby kółka ponownie umożliwiły swobodne przemieszczanie mebla.

Korzyści kółek samohamujących

Bezpieczeństwo:

- Eliminacja ryzyka niekontrolowanego przesunięcia się fotela podczas zabiegu,

- Stabilna pozycja podczas pracy terapeuty z pacjentem,
- Ochrona przed upadkami spowodowanymi niespodziewanym ruchem mebla.

Wygoda użytkowania:

- Automatyczne działanie - nie wymaga ręcznego włączania/wyłączania hamulców,
- Płynne przemieszczanie po zakończeniu zabiegu,
- Intuicyjna obsługa bez konieczności dodatkowych czynności.

Tapicerka w koźółku Flexi to połączenie funkcjonalności i trwałości

Wybór odpowiedniego koloru tapicerki pozwala dopasować koźółek Flexi do wystroju Twojego gabinetu. Tapicerka Lux łączy najwyższą jakość wykonania z praktycznymi właściwościami.

Kolory tapicerki LUX**Specyfikacja techniczna:**

Powierzchnia: 100% Poliuretan

Podkład: 100% Poliester

Odporność na hydrolizę

Nie zawiera rozpuszczalników chemicznych

Wysoka odporność na zadrapania

Przyjazne dla środowiska

Wytrzymałość i wydajność

OM006 - White

OM240 - Beige

OM315 - Sky

OM221 - Blue

OM314 - Cement

OM076 - Olive Grey

OM173 - Dark Brown

OM225 - Black

OM469 - Lima

OM157 - Forest

OM053 - Red

OM217 - Bordeaux

OM095 - Mostaza

OM075 - Orange

Dane techniczne:

Wysokość [cm]:	54 - 74
Średnica podstawy [cm]:	60
Wymiary siedziska [cm]:	43 x 34
Regulacja kąta nachylenia siedziska (Tilt) [°]:	15
Maksymalne obciążenie [kg]:	150
Waga [kg]:	7,5
Wymiary opakowania [cm]:	60 x 59 x 24

Informacje:

Kategoria: Taborety i koziółki

Model:

Taboret opcje: Kółka zwykłe, Kółka samohamujące
Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement, OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225 Black, OM469 Lima, OM053 Red, OM157 Forest, OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075 Orange