



Szczoteczki do czyszczenia czepków i elektrod EEG – opakowanie 25 szt.

Opis produktu:

Szczoteczki do czyszczenia czepków i elektrod EEG przeznaczone do usuwania pozostałości żelu przewodzącego i innych zabrudzeń z trudno dostępnych miejsc. Opakowanie zawiera 25 szt.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Szczoteczki do czyszczenia czepków i elektrod EEG – opakowanie 25 szt.

Szczoteczki do czyszczenia czepków i elektrod EEG pomagają utrzymać **czepki** oraz **elektrody EEG** w odpowiedniej czystości, co przyczynia się do przedłużenia żywotności produktu.

Informacja:

Nr. katalogowy	Opis	Ilość
PUL0000025	Szczoteczki do czyszczenia czepków i elektrod EEG	Opakowanie 25 szt.

Informacje:

Model: