



Elektroda jednokrotnego użytku do EKG z przewodem radioprzezierna - Opakowanie 3 szt

Opis produktu:

Elektroda jednokrotnego użytku do badań EKG, z przewodem, radioprzezierna - Opakowanie 3 szt przeznaczona do wykonywania badań małych pacjentów podczas badania rentgenowskiego (RTG). **Elektroda EKG** zalecana jest do stosowania w trakcie badań niemowląt. Mały rozmiar **elektrody EKG** umożliwia dobre przyleganie do powierzchni ciała małego pacjenta.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektroda jednokrotnego użytku do badań EKG, z przewodem, radioprzezierna - Opakowanie 3 szt

Przeznaczona do wykonywania badań małych pacjentów podczas badania rentgenowskiego (RTG).

Właściwości:

- elastyczna
- ergonomiczny kształt ułatwiający aplikację i zdejmowanie elektrody z ciała pacjenta
- doskonała przyczepność
- nie pozostawia śladów żelu na skórze pacjenta
- nie zawiera latexu i PVC

Dane techniczne:

Numer katalogowy
EK-1/23

Opis
Jednorazowe elektrody EKG z przewodem,
radioprzezierna

ilość
3 szt.

Parametry:

- Ag/AgCl
- rozmiar 23 x 23 mm
- przewód węglowy
- 50 cm zakończony wtykiem 1,5mm

Informacje:

Użycie: jednorazowe
Kabel: 50 cm
Materiał: Ag/AgCl
Kategoria: Elektrody i kable EKG
Dla Serca - Sorimex: tak

Model: