


Jednorazowa elektroda igłowa do podawania botoksu

Opis produktu:

Jednorazowe sterylne elektrody igłowe do podawania botoksu firmy Technomed, sprzedawane w opakowaniach po 10 szt.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Jednorazowe, sterylne elektrody igłowe do podawania Botoxu firmy Technomed z kablem 75 cm, opakowanie 10 szt.

Elektrody igłowe do podawania botoxu gwarantują krystalicznie czysty sygnał, są łatwe w użytkowaniu i zapewniają komfort pacjenta. Podskórna elektroda igłowa Technomed to wysokiej jakości produkt opracowany specjalnie do podawania leków pod kontrolą EMG. Elektrody nie pogarszają swoich właściwości, nawet po wielokrotnej aplikacji toksyny botulinowej. Uchwyt elektrody (piasta) został zaprojektowany tak, aby zapewnić dobre i bezpieczne czucie w dłoni operatora.

Cechy charakterystyczne:

- Zapewniają optymalny komfort pacjenta dzięki ultra ostrej końcówce i specjalnej powłoce gwarantującej bardzo płynną penetrację i łatwą zmianę pozycji igły.
- Szczelność i minimalizacja objętości pojemności leku
- Zoptymalizowana konstrukcja dopasowania do wszystkich połączeń strzykawki z końcówką Luer Lock
- Oznaczenie rozmiaru igły za pomocą odpowiedniego koloru
- Pakowane pojedynczo w łatwy do otwarcia woreczek pozwalający na szybkie i bezproblemowe przygotowanie zabiegu
- Zakończone przewodem o długości 75 cm z wtykiem TP 1,5 mm

Informacja:

Długość igły	Średnica	Długość kabla	Kolor	Opakowanie	Numer katalogowy	Numer do zamówień
25 mm	0,30 mm (30G)	75 cm		10 szt.	TE/L2530-335	96-200
25 mm	0,40 mm (27G)	75 cm		10 szt.	TE/L2540-335	96-205
37 mm	0,40 mm (27G)	75 cm		10 szt.	TE/L2540-335	96-210
37 mm	0,45 mm (27G)	75 cm		10 szt.	TE/L3745-335	96-215
50 mm	0,50 mm (25G)	75 cm		10 szt.	TE/L5050-335	96-220
75 mm	0,70 mm (22G)	75 cm		10 szt.	TE/L7570-335	96-225

Informacje:

Typy elektrod: do podawania botuliny

Użycie: jednorazowe

Kabel: z kablem

Kabel: Brak

Model:

Hipodermiczne elektrody igłowe do wstrzykiwania toksyny botulinowej: 0,30 x 25 mm, czerwone, 0,40 x 25 mm, żółte, 0,40 x 37 mm, pomarańczowe, 0,45 x 37 mm, zielone, 0,50 x 50 mm, niebieskie, 0,70 x 75 mm, fioletowe