




Aquaray - Wanna terapeutyczna do automatycznego hydromasażu strefowego



Opis produktu:

Wanna **Aquaray** to nowoczesna wanna terapeutyczna o zaawansowanej konstrukcji. Zaprojektowana i przeznaczona do wykonywania zabiegów hydroterapii.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aquaray wanna terapeutyczna do automatycznego hydromasażu strefowego

Główną funkcją wanny **Aquaray** jest automatyczny hydromasaż strefowy. W zależności od wykonania, wanna Aquaray wyposażona jest w dysze do hydromasażu, które pracują w 5 albo 3 strefach lub 1 strefie niecki wanny.

Aquaray - cechy charakterystyczne:

- niecka wanny dostępna w 2 kolorach - biały lub calypso,
- niecka wanny wzmocniona włóknem szklanym,
- ekonomiczne zużycie wody - min 160 l,
- 1 strefa wyposażona w 24 dysze do hydromasażu,
- regulacja intensywności hydromasażu,
- wbudowany system dezynfekcji układu wodnego wanny,
- wbudowany system automatycznego opróżniania wanny,
- 3 programy standardowe: (P1-P3) + 17 programów użytkownika (P4-P20),
- nowoczesny panel sterowania wyposażony w kolorowy wyświetlacz,
- 2 czujniki temperatury,
- 2 czujniki poziomu wody,
- słuchawka prysznicowa do spłukiwania wanny,
- bateria termostatyczna (opcja),
- wbudowane uchwyty dla rąk i podpórka do nóg, umożliwiające pacjentowi przyjęcie odpowiedniej pozycji do zabiegu,
- 98 dysz powietrznych do masażu perełkowego.

Akcesoria dostarczane wraz z wanną:

- stopień ułatwiający wejście do wanny,
- zagłówek,
- podpórka do nóg.

Opcje dodatkowe:

- **CHROMO 12:** 12 pojedynczych źródeł światła
- **CHROMO 24:** 24 pojedyncze źródła światła
- **CHROMO 36:** 36 pojedynczych źródeł światła
- **AUDIO:** wejście dźwięku z urządzenia zewnętrznego np. Hi-Fi, mp3 itp.
- **AROMA:** zbiornik na zapach, dozowanie podczas zabiegu za pomocą przycisku
- **24 DYSZE:** do hydromasażu podzielone na 3 strefy
- lub
- **36 DYSZ:** do hydromasażu podzielonych na 5 stref
- **BICZ WODNY:** bicz wodny do manualnego masażu podwodnego z regulacją ciśnienia
- **DYSZA KASKADY**
- **OZONATOR**
- **PODGRZEWACZ**

Dane techniczne:

Pojemność zabiegowa (min.) [l]:	160
Pojemność do przelewu [l]:	320
Napełnianie* [min]:	ca. 4
Spust [min]:	ca. 2,5
Pobór prądu [A]:	22
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	225 x 88 x 80
Waga [kg]:	170 (210 z pełnym wyposażeniem)

* do min. poziomu wody - w zależności od ciśnienia wody w przyłączach (zalecany przepływ ~ 70 l / min)

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji (**patrz: zakładka Załączniki**) i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

Informacje:

Pojemność do przelewu [l]: 320

Model:

Kolor: Calypso, Biały
Chrome 2R: 12 źródeł światła, 24 źródła światła,
36 źródeł światła, nie
Audio: nie, tak
Aroma: nie, tak
Bicz wodny (Hose): nie, tak
Strefy hydromasażu Aquaray: 1 strefa
hydromasażu, 3 strefy hydromasażu, 5 stref
hydromasażu