



InBody 570 - analizator składu ciała

Opis produktu:

Przeprowadź profesjonalną konsultację ze swoim pacjentem.

Szczegółowa analiza składu ciała może wskazać ukryte problemy ze zdrowiem.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Możliwości **InBody 570** wychodzą poza tradycyjną analizę składu ciała. Przekazują dokładne wyniki, nie tylko masy mięśniowej i tłuszczowej, ale i całkowitej objętości wody z podziałem na wodę wewnątrz- i pozakomórkową - parametry niezbędne do poznania dystrybucji wody w organizmie, istotne w **medycynie**, **fitness**, czy **wellness**.

Dzięki analizie wskaźnika **ECW** można zidentyfikować lub potwierdzić wystąpienie zapalenia oraz obrzęku, a dzięki wykresowi w historii składu ciała, monitorować zmiany dystrybucji wody.

Kluczowe cechy:

- **45 sekund**

Szybka i prosta analiza składu ciała.

- **Bez oszacowań**

Do obliczenia wyników używana jest tylko impedancja bez danych empirycznych.

- **Historia**

Wykres na arkuszu wyników pozwala monitorować zmiany w historii składu ciała.

- **Beztłuszczowa masa ciała**

Dostarcza informacji o wartości beztłuszczowej masy ciała w kilogramach dla każdego segmentu.

- **Zawartość wody**

Dzieli całkowitą zawartość wody w organizmie na wodę wewnątrz- i pozakomórkową.

- **Tkanka tłuszczowa**

Analiza zawartości trzewnej i segmentalnej tkanki tłuszczowej.

Badanie

Wykonaj swojemu pacjentowi test InBody. Pozna on swój obecny skład ciała i dowie się, nad którymi partiami ciała należy popracować.

Proces

Opracuj indywidualny program dietetyczny i treningowy, aby redukować nadmiar tkanki tłuszczowej i zwiększyć ilość masy mięśniowej.

Wyniki

Powtarzaj analizę co 2-4 tygodnie, by pokazać pacjentowi zmiany zachodzące w jego organizmie i motywować do dalszej pracy.

Dane techniczne:

Częstotliwości:	5, 50, 500 KHz
Czas trwania pomiaru:	45 sekund
Granica wzrostu:	95 - 220 cm
Granica masy ciała:	10 - 250 kg
Waga urządzenia:	24 kg
Baza danych:	100 000 wyników

Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.):	522 x 893 x 1113 mm
Gwarancja:	Trzyletnia gwarancja producenta
Dodatkowe funkcje:	Lookin' Body 120, dotykowy ekran, system nawigacji głosowej, połączenie przez Wi-Fi / Bluetooth, kod bezpieczeństwa dostępu, składana konstrukcja
Pomiary:	15 pomiarów impedancji przy użyciu 3 częstotliwości dla każdego z 5 segmentów (prawa i lewa kończyna dolna i górna oraz tułów)
Parametry:	Masa ciała, całkowita zawartość wody w organizmie, masa tkanki tłuszczowej, beztłuszczowa masa ciała, masa mięśni szkieletowych, BMI, procentowa zawartość tkanki tłuszczowej, segmentalna szczupłość, historia składu ciała, kontrola masy ciała, podstawowa przemiana materii (BMR), segmentalna impedancja każdej częstotliwości

Informacje:

Typ: analizator składu ciała
Rodzaj: platformowa
Dopuszczalne obciążenie: 250 kg
Transmisja danych: bezprzewodowa

Opcje produktu: