



InBody 270 - analizator składu ciała

Opis produktu:

Analizator składu ciała **InBody 270**

Mobilne urządzenie dla profesjonalistów.

Inbody 270 jest teraz dostępny w nowej, nowocześniejszej wersji - InBody 270S. [Zobacz produkt](#)

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

InBody 270 wykracza poza standardowy pomiar masy ciała, mierząc beztłuszczową masę ciała w każdym segmencie.

Dzięki tym wartościom można obserwować zmiany jakie zachodzą w organizmie podczas stosowania diety, programu treningowego, czy **zmiany stylu życia**.

Analizator został zaprojektowany specjalnie dla mobilnych dietetyków, lekarzy, czy trenerów.

Kluczowe cechy:

- **15 sekund**

Szybka i prosta analiza składu ciała.

- **Bez oszacowań**

Do obliczenia wyników używana jest tylko impedancja bez danych empirycznych.

- **Historia**

Wykres na arkuszu wyników pozwala monitorować zmiany w historii składu ciała.

- **Beztłuszczowa masa ciała**

Wartość beztłuszczowej masy ciała w kg każdego segmentu.

- **Tkanka tłuszczowa**

Analiza zawartości trzewnej i segmentalnej tkanki tłuszczowej.

- **Mobilność**

Możliwość przewożenia złożonego analizatora w specjalnej torbie.

Badanie

Wykonaj swojemu pacjentowi test InBody. Pozna on swój obecny skład ciała i dowie się, nad którymi partiami ciała należy popracować.

Proces

Opracuj indywidualny program dietetyczny i treningowy, aby zredukować nadmiar tkanki tłuszczowej i zwiększyć ilość masy mięśniowej.

Wyniki

Powtarzaj analizę co 2-4 tygodnie, by pokazać pacjentowi zmiany zachodzące w jego organizmie i motywować do dalszej pracy.

Dane techniczne:

Częstotliwości:	20, 100 KHz
Czas trwania pomiaru:	15 sekund
Granica wzrostu:	95 - 220 cm
Granica masy ciała:	10 - 250 kg
Waga urządzenia:	14 kg
Baza danych:	100 000 wyników
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.):	356 x 796 x 995 mm
Gwarancja:	Dwuletnia gwarancja producenta
Dodatkowe funkcje:	Lookin' Body 120, dotykowy ekran, system nawigacji głosowej, połączenie przez Wi-Fi / Bluetooth, kod bezpieczeństwa dostępu, składana konstrukcja
Pomiary:	10 pomiarów impedancji przy użyciu 2 częstotliwości dla każdego z 5 segmentów (prawa i lewa kończyna dolna i górna oraz tułów)

Parametry:

Masa ciała, całkowita zawartość wody w organizmie, masa tkanki tłuszczowej, beztłuszczowa masa ciała, masa mięśni szkieletowych, BMI, procentowa zawartość tkanki tłuszczowej, segmentalna analiza tkanki beztłuszczowej, historia składu ciała, kontrola masy ciała, podstawowa przemiana materii (BMR), segmentalna impedancja każdej częstotliwości

Informacje:

Typ: analizator składu ciała
Rodzaj: platformowa
Dopuszczalne obciążenie: 250 kg
Transmisja danych: bezprzewodowa

Model: