


Zestaw do trakcji TRITON DTS 6M

Opis produktu:

Triton 6M to zaawansowany stół do trakcji kręgosłupa wyposażony w urządzenie do mechanicznej trakcji kręgosłupa marki Chattanooga. Triton 6M wykorzystuje sprężyny gazowe i siłowniki elektryczne, aby zapewnić łatwą kontrolę ustawień stołu.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zestaw TRITON DTS 6M

6-sekcyjny stół do trakcji Triton 6M wykorzystuje sprężyny gazowe i siłowniki elektryczne, aby zapewnić łatwą kontrolę ustawień stołu. Regulacja ustawienia każdej sekcji zapewnia wiele możliwych opcji pozycjonowania pacjenta.

Stół do trakcji Triton 6M wraz z urządzeniem do mechanicznej trakcji kręgosłupa marki Chattanooga to optymalny wybór sprzętu niezbędnego w praktyce każdego terapeuty.

Cechy charakterystyczne:

- 6-sekcyjny stół zabiegowy zapewniający optymalny komfort pacjenta w pozycji na brzuchu i na wznak podczas terapii manualnej i trakcji,
- pochylenie sekcji miednicy regulowane w zakresie od 0° do 18°, aby zapewnić prawidłowe zgięcie kręgosłupa lędźwiowego i rozwiązanie problemu asymetrii miednicy,
- sekcja zagłówka z regulacją pochylenia w zakresie od -25° do + 40°, aby umożliwić łatwy dostęp do kręgosłupa piersiowego i szyjnego,
- składane uchwyty do trakcji w podwieszeniu,
- sekcja kończyn dolnych z regulacją od 0° do 45°,
- sprężyny gazowe ułatwiają regulację sekcji głowy, miednicy, klatki piersiowej i kończyn dolnych, które są łatwo dostępne z każdej strony stołu,
- sterownik nożny / ręczny umożliwia łatwą regulację wysokości stołu i stosowanie, blokowanego mechanizmu bezpieczeństwa.
- pełna gama akcesoriów zaspokoi wymagania terapii każdego pacjenta.

Terapia trakcyjna

Terapia trakcyjna kręgosłupa zakłada rozciąganie kręgosłupa za pomocą stołu trakcyjnego lub podobnego urządzenia napędzanego silnikiem, pneumatycznie lub korzystającego z grawitacji.

Stosowana głównie w celu złagodzenia bólu i promowania optymalnego środowiska gojenia się zwyrodnienia, wypukliny lub przepukliny krążka międzykręgowego. Rozluźnia napięte mięśnie, rozszerza przestrzeń otworów międzykręgowych i w ten sposób zmniejsza ucisk i podrażnienie korzeni nerwowych oraz polepsza krążenie w obszarze tętnicy kręgowej.

Tworzy niższe ciśnienie w krążku międzykręgowym w celu zmniejszenia przepukliny, rozciąga więzadło podłużne tylne, które dodatkowo pomaga w redukcji przepukliny i uwalnia przylegające korzenie nerwowe. Powoduje lepsze odprowadzanie metabolitów i mediatorów stanu zapalnego oraz większy napływ składników odżywczych, co sprzyja regeneracji uszkodzonego obszaru^{1,2,3}.

Główne wskazania:

- przepuklina krążka międzykręgowego,
- choroba zwyrodnieniowa krążka międzykręgowego,
- zespół bólowy dolnego odcinka pleców,
- zespół bólowy stawów międzywyrastkowych,
- ostry ból wyrostków stawowych,
- ucisk na korzenie nerwowe,
- dehydratacja i zmniejszenie wysokości krążków międzykręgowych,
- rwa kulszowa,
- hipomobilność, ograniczenie ruchomości segmentów kręgosłupa,
- nadmiernie napięte mięśnie przykręgosłupowe.

Zestaw zawiera:

Urządzenie TRITON - mechaniczna trakcja kręgosłupa

Urządzenie do trakcji (ciągnik) z ekranem dotykowym, kolorowy wyświetlacz LCD, karty pacjenta, procedury terapeutyczne, graficzna biblioteka anatomiczna z patologiami.

Przystawka do trakcji odcinka szyjnego kręgosłupa Saunders Clinical Cervical TRC

Przystawka do trakcji odcinka szyjnego kręgosłupa wg Saundersa (ze strzemieniem) stanowi uzupełnienie aparatu do trakcji kręgosłupa Triton.

Zestaw pasów do trakcji QuickWrap DTS

QuickWrap DTS to uniwersalny zestaw szybko mocowanych, specjalistycznych pasów do trakcji kręgosłupa.

Knee Bolsters

Wałki pod kolana, zapewniające optymalne ułożenie ciała pacjenta podczas zabiegów trakcyjnych.

Informacje:

Szerokość: 70 cm
Długość: 217 cm
Masa: 165 kg
Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -25 – +40°
Kąt regulacji sekcji środkowej: 0 – 18°
Kąt regulacji sekcji tylnej: 0 – 45°
Linia: Triton
Liczba sekcji: 6
Typ stołu: Regulowana wysokość
Zakres regulacji wysokości: 48 – 95 cm
Typ regulacji wysokości: Elektryczna
Maksymalne obciążenie: 200 kg
Funkcja pionizacji: Nie
Podgrzewane leże: Nie
PAS: Nie
Hallotronic: Nie
Smart4Arms: Nie

Model:

Kolor tapicerki: 02 - Niebieski - Standard, 08 - Czarny - Standard