

**Samoprzylepne podkładki do elektrod -
opakowanie 100 szt.**



Opis produktu:

Elastyczne podkładki piankowe z podkładem samoprzylepnym. Używane z dowolną elektrodą (np. do EKG, EMG itp.).

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Elastyczne podkładki piankowe z podkładem samoprzylepnym. Używane z dowolną elektrodą (np. do EKG, EMG itp.). Opakowanie zawiera 100 sztuk. Nr kat. 90-810

Informacje:

Model: