

Podnośnik mobilny pacjenta Lifteo MLA

Opis produktu:

Lifteo MLA to podnośnik z mechaniczną regulacją rozstawu nóg podstawy oraz zawieszem stałym lub manualnym.

Podwieszki do podnośników Meden-Inmed



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podnośnik mobilny pacjenta Lifteo MLA

Istnieje możliwość złożenia podnośnika Lifteo*, dzięki czemu urządzenie zajmuje niewiele miejsca i jest łatwe w przechowywaniu lub transporcie. Podnośnik wyróżnia się szerokim wyborem kompatybilnych zawiesi. Pojemny akumulator daje możliwość wykonania ok. 35 pełnych cykli podnoszenia i opuszczania na jednym ładowaniu przy maksymalnym obciążeniu 160 kg.

*dotyczy modelu Lifteo MLA z zawiesiem stałym, 2-punktowym

Cechy charakterystyczne:

- możliwość stosowania w małych pomieszczeniach,
- funkcja awaryjnego opuszczania,
- maksymalne bezpieczeństwo i komfort,
- zabezpieczenie przed przeciążeniem,
- bardzo łatwy w manewrowaniu,
- odciążenie kręgosłupa operatora podczas przenoszenia,
- możliwość podjechania pod krzesło, wózek inwalidzki lub toaletę, dzięki rozchyłanym nogom urządzenia,
- elektryczne sterowanie pilotem podnoszenia i opuszczania.

Kompatybilne zawiesia:

- **2P35** – stałe, 2-punktowe, dł. 35 cm
- **2P45** – stałe, 2-punktowe, dł. 45 cm
- **2P65** – stałe, 2-punktowe, dł. 60 cm
- **4 PSB** – stałe, 4-punktowe
- **4 MSB** – manualne, 4-punktowe

Główne zastosowanie Lifteo MLA:

Szpital

Dom opieki

Użytek prywatny

Sanatorium

Lifteo MLA - rodzaje podwieszek:

Uniwersalna

- Podparcie głowy: tak
- Materiał: poliester
- Rozmiary: M, L, XL, bariatryczna
- Udźwig: 318 kg / 454 kg
- Mocowanie: pętle

Kąpielowo-toaletowa

- Podparcie głowy: tak
- Materiał: siatka poliestrowa
- Rozmiary: M, L, XL
- Udźwig: 250 kg
- Mocowanie: pętle

Kąpielowo-toaletowa

- Podparcie głowy: nie
- Materiał: siatka poliestrowa
- Rozmiary: M, L, XL
- Udźwig: 250 kg
- Mocowanie: klipsy

Podwieszki do podnośników Meden-Inmed

Dane techniczne:

Regulacja rozstawu podstawy (nóg):	mechaniczna
Rodzaj zawiesia:	stałe lub manualne
Długość:	128 cm
Szerokość:	61 cm
Wysokość:	136 cm
Szerokość podstawy (min.):	49 / 61 cm
Szerokość podstawy (maks.):	100 / 112 cm
Rozstaw nóg:	49 - 100 cm
Wysokość nóg podstawy:	9,5 cm
Średnica kółek (bez hamulca / z hamulcem)	7,5 / 10 cm
Wysokość uchwytu:	96 - 119 cm
Zakres podnoszenia	72 - 194 cm
Waga:	45 kg
Max. udźwig:	160 kg
Minimalny promień skrętu:	70 cm
Maksymalny promień skrętu:	76 cm
Pojemność akumulatora:	2,9 Ah
Poziom natężenia dźwięku (maks):	52 dB
Przycisk zatrzymania awaryjnego / mechanizm ręcznego opuszczania:	Tak
Funkcje zdalnego sterowania:	podnoszenie / opuszczanie
Wyrób medyczny:	

Informacje:

Opcje produktu:

Podnośniki rozmiary podwieszek: S, M, L, XL, -
Akcesoria do podnośników - zawiesie: 2P35 - stałe, 2 - punktowe, dł. 35 cm, 2P45 - stałe, 2 - punktowe, dł. 45 cm, 2P60 - stałe, 2 - punktowe, dł. 60 cm, 4PSB - stałe, 4 - punktowe, 4MSB - manualne, 4 - punktowe
Akcesoria do podnośników - podwieszki: 25010 - Podwieszka uniwersalna, mocowanie: PĘTLE, podparcie pleców: WYSOKIE, 25070 - Podwieszka uniwersalna, mocowanie: PĘTLE, podparcie pleców: ŚREDNIE, 25072 - Podwieszka uniwersalna, mocowanie: PĘTLE, podparcie pleców: NISKIE, 25080 - Podwieszka toaletowa, mocowanie: PĘTLE, podparcie pleców: NISKIE, 25035 - Podwieszka toaletowa, mocowanie: PĘTLE, podparcie pleców: ŚREDNIE, 25090 - Podwieszka toaletowa, mocowanie: PĘTLE, podparcie pleców: WYSOKIE, 25010-C - Podwieszka uniwersalna, mocowanie: KLIPSY, podparcie pleców: WYSOKIE, 25090-C - Podwieszka toaletowa, mocowanie: KLIPSY, podparcie pleców: NISKIE, -