

## Podnośnik mobilny pacjenta Lifteo ELA

### Opis produktu:

**Lifteo ELA** to podnośnik z elektryczną regulacją rozstawu nóg podstawy oraz zawieszem stałym, manualnym lub elektrycznym.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

Łatwy w obsłudze podnośnik przeznaczony dla pacjentów, których waga nie przekracza 160 kg.

Podnośnik wyróżnia się szerokim wyborem kompatybilnych zawiesi. Pojemny akumulator daje możliwość wykonania ok. 35 pełnych cykli podnoszenia i opuszczania na jednym ładowaniu przy maksymalnym obciążeniu 160 kg.

### Cechy charakterystyczne:

- możliwość stosowania w małych pomieszczeniach,
- funkcja awaryjnego opuszczania,
- maksymalne bezpieczeństwo i komfort,
- zabezpieczenie przed przeciążeniem,
- bardzo łatwy w manewrowaniu,
- odciążenie kręgosłupa operatora podczas przenoszenia,
- możliwość podjechania pod krzesło, wózek inwalidzki lub toaletę, dzięki rozchylanym nogom urządzenia,
- zastosowanie wysokiej jakości elektrycznych podzespołów,
- elektryczne sterowanie pilotem podnoszenia, opuszczania, regulacji nóg oraz zawiesia (4ESB-S).

### Zalety:

- elektrycznie regulowany rozstaw nóg,
- koła skrętne 360° z hamulcami,
- elektryczne sterowanie pilotem podnoszenia i opuszczania, regulacji nóg oraz zawiesia (4ESB-S),
- obrót o 360°,
- awaryjne opuszczanie ramienia.

### Kompatybilne zawiesia:

- **2P35** – stałe, 2-punktowe, dł. 35 cm,
- **2P45** – stałe, 2-punktowe, dł. 45 cm,
- **2P60** – stałe, 2-punktowe, dł. 60 cm,
- **4 PSB** – stałe, 4-punktowe,
- **4 MSB** – manualne, 4-punktowe,
- **4ESB-S** – elektryczne, 4 punktowe (**obciążenie 120 kg**).

### Główne zastosowanie Lifteo ELA:

Szpital

Dom opieki

Użytek prywatny

Sanatorium

INTERAKTYWNA PREZENTACJA PRODUKTU 360°

**Przeciągnij**, aby obrócić **Użyj scrolla** lub **prawego przycisku myszki**, aby przybliżyć 2x **Kliknij dwukrotnie** dla pełnego ekranu

### Informacje:

### Model:

Szerokość: 61 cm  
Długość: 128 cm  
Maksymalny udźwig: 160 kg  
Sterowanie: pilot przewodowy  
Promień skrętu: 70 cm  
Pojemność akumulatora: 2,9 Ah  
Masa urządzenia: 45 kg  
Poziom hałasu: 52 dB  
Rodzaj zawiesia: elektryczne  
Rodzaj zawiesia: stałe  
Rodzaj zawiesia: manualne  
Zakres regulacji rozstawu nóg: 49–100 cm  
Funkcje: podnoszenie z podłogi  
Funkcje zdalnego sterowania: regulacja zawiesia  
Funkcje zdalnego sterowania: podnoszenie  
Funkcje zdalnego sterowania: opuszczanie  
Funkcje zdalnego sterowania: regulacja rozstawu nóg  
Zastosowanie: transport pacjenta  
Stopień ochrony IP: IPX4  
Typ produktu: Podnośnik  
Kategoria produktu: Podnośniki dla niepełnosprawnych  
Rodzaj konstrukcji: mobilny  
Regulacja rozstawu nóg: elektryczna  
Awaryjne opuszczanie: tak  
Szerokość podstawy zewnętrzna minimalna: 61 cm  
Szerokość podstawy wewnętrzna maksymalna: 100 cm  
Przycisk zatrzymania awaryjnego: tak  
Obrót ramienia podnoszącego: 360°  
Średnica kółek bez hamulca: 7,5 cm  
Średnica kółek z hamulcem: 10 cm  
Szerokość podstawy wewnętrzna minimalna: 49 cm  
Szerokość podstawy zewnętrzna maksymalna: 112 cm  
Model zawiesia: 4ESB-S

Akcesoria do podnośników - zawiesie: 2P35, 2P45, 2P60, 4PSB, 4MSB, 4ESB-S