

Podnośnik mobilny pacjenta VertiUp

Opis produktu:

Podnośnik mobilny pacjenta VertiUp to urządzenie do podnoszenia, transportu i pionizacji pacjentów z ograniczoną mobilnością, w tym osób z nadwagą. Przystosowany do udźwigu do 250 kg. Podnośnik idealny zarówno do placówek medycznych, jak i prywatnych domów opieki. Gwarantuje bezpieczeństwo dzięki systemom zabezpieczającym przed przeciążeniem, zapewniając komfort pacjentom i personelowi.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podnośnik mobilny pacjenta VertiUp

Podnośnik pionizujący VertiUp ułatwia podnoszenie, transport i pionizację pacjentów z niepełnosprawnością oraz o zmniejszonej mobilności.

Podnośnik **VertiUp** przeznaczony jest do pionowego podnoszenia pacjenta. Przystosowany do pomocy pacjentom z nadwagą lub otyłością (nawet do **250 kg**). Cechą charakterystyczną jest duża moc i zakres podnoszenia pionowego, co ułatwia podnoszenie pacjentów z podłogi czy z wanny i przenoszenie ich nawet na wysokie łóżko.

Podnośnik VertiUp jest rekomendowany do użytku w placówkach medycznych, sanatoriach, domach pomocy i innych ośrodkach opieki.

Cechy charakterystyczne VertiUp:

- możliwość stosowania w małych pomieszczeniach,
- funkcja awaryjnego opuszczania,
- maksymalne bezpieczeństwo i komfort,
- zabezpieczenie przed przeciążeniem,
- bardzo łatwy w manewrowaniu,
- odciążenie kręgosłupa operatora podczas przenoszenia,
- możliwość podjechania pod krzesło, wózek inwalidzki lub toaletę, dzięki rozchylanym nogom urządzenia,
- zastosowanie wysokiej jakości elektrycznych podzespołów,
- elektryczne sterowanie pilotem podnoszenia, opuszczania i rozstawu nóg.

Zalety podnośnika dla niepełnosprawnych VertiUp:

- elektrycznie regulowany rozstaw nóg,
- koła skrętne 360° z hamulcami,
- elektryczne sterowanie pilotem podnoszenia i opuszczania,
- awaryjne opuszczanie ramienia.

Kompatybilne zawiesia:

- **4ESB-A**
- **4ESB-O**
- **4ESB-OL**
- **4ESB-AL**

Dodatkowa opcja

System napędowy eFlow - Innowacja w obsłudze podnośnika

System eFlow to nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia dodatkowe wsparcie w manewrowaniu podnośnikiem. Dzięki zmotoryzowanemu kołu napędowemu, praca z pacjentem staje się jeszcze prostsza, niezależnie od jego wagi.

- **Ergonomiczny panel sterowania:** Wyposażony w ergometr pokazujący w czasie rzeczywistym siłę wymaganą do prowadzenia podnośnika.
- **Elektromagnetyczny hamulec:** Szybkie i bezpieczne zatrzymanie urządzenia po zwolnieniu ręki.

Zastosowanie VertiUp:

Szpital

Dom opieki

Użytek prywatny

Sanatorium

INTERAKTYWNA PREZENTACJA PRODUKTU 360°

Przeciągnij, aby obrócić **Użyj scrolla** lub **prawego przycisku myszki**, aby przybliżyć 2x **Kliknij dwukrotnie** dla pełnego ekranu

- VertiUp
- VertiUp eFlow

Informacje:

Szerokość: 68,2 cm
Długość: 135 cm
Maksymalny udźwig: 250 kg
Sterowanie: pilot przewodowy
Sterowanie: system eFlow
Zakres podnoszenia: 34,1–172,2 cm
Promień skrętu: 76 cm
Wysokość nóg podstawy: 11,1 cm
Pojemność akumulatora: 2,9 Ah
Masa urządzenia: 87,7 kg
Poziom hałasu: 55 dB
Rodzaj zawiesia: elektryczne
Wysokość uchwytu: 68–128 cm
Funkcje: podnoszenie z podłogi
Funkcje: system eFlow
Funkcje zdalnego sterowania: podnoszenie
Funkcje zdalnego sterowania: opuszczanie
Funkcje zdalnego sterowania: regulacja rozstawu nóg
Zastosowanie: transport pacjenta
Stopień ochrony IP: IPX4
Wysokość maksymalna: 225 cm
Typ produktu: Podnośnik
Kategoria produktu: Podnośniki dla niepełnosprawnych
Rodzaj konstrukcji: mobilny
Regulacja rozstawu nóg: elektryczna
Awaryjne opuszczanie: tak
Szerokość podstawy zewnętrzna minimalna: 68,2 cm
Szerokość podstawy wewnętrzna maksymalna: 125,9 cm
Przycisk zatrzymania awaryjnego: tak
Obrót ramienia podnoszącego: 360°

Model:

Moduł wagi: nie, tak
Zawiesie: 4ESB-A, 4ESB-O, 4ESB-OL, 4ESB-AL
eFlow: nie, tak

Średnica kółek bez hamulca: 10 cm

Średnica kółek z hamulcem: 12,5 cm

Szerokość podstawy wewnętrzna minimalna:

53,5 cm

Szerokość podstawy zewnętrzna maksymalna:

140,6 cm

Wysokość minimalna: 188 cm