

Podnośnik mobilny pacjenta VertiUp Plus

Opis produktu:

VertiUp Plus – podnośnik przeznaczony do opieki nad pacjentami, których waga nie przekracza 310 kg.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podnośnik mobilny pacjenta VertiUp Plus

Podnośnik VertiUp Plus przeznaczony jest do pionowego podnoszenia pacjenta. Przystosowany do pomocy pacjentom z nadwagą lub otyłością (nawet do 310 kg). Cechą charakterystyczną jest duża moc i zakres podnoszenia pionowego, co ułatwia podnoszenie pacjentów z podłogi czy z wanny i przenoszenie ich nawet na wysokie łóżko.

Podnośnik VertiUp Plus jest rekomendowany do użytku w placówkach medycznych, sanatoriach, domach pomocy i innych ośrodkach opieki.

Cechy charakterystyczne

możliwość stosowania w małych pomieszczeniach, funkcja awaryjnego opuszczania, maksymalne bezpieczeństwo i komfort, zabezpieczenie przed przeciążeniem, bardzo łatwy w manewrowaniu, odciążenie kręgosłupa operatora podczas przenoszenia, możliwość podjechania pod krzesło, wózek inwalidzki lub toaletę, dzięki rozchylanym nogom urządzenia, zastosowanie wysokiej jakości elektrycznych podzespołów, elektryczne sterowanie pilotem podnoszenia, opuszczania i rozstawu nóg.

Zalety

elektrycznie regulowany rozstaw nóg, koła skrętne 360° z hamulcami, elektryczne sterowanie pilotem podnoszenia i opuszczania, awaryjne opuszczanie ramienia.

Kompatybilne zawiesia

4ESB-O, 4ESB-OL, 4ESB-AL.

System napędowy eFlow

System napędowy eFlow to nowatorskie rozwiązanie wspomagające obsługę urządzenia. Jest to dodatkowe koło napędowe zapewniające zmotoryzowany ruch podnośnika w dowolnym kierunku przy użyciu minimalnej siły. Dzięki takiemu rozwiązaniu manewrowanie podnośnikiem z pacjentem, niezależnie od jego wagi, staje się płynne i bezproblemowe.

Na panelu sterującym napędem eFlow znajduje się ergometr pokazujący w czasie rzeczywistym wartość siły używanej do prowadzenia urządzenia.

Dodatkowo wbudowany hamulec elektromagnetyczny pozwala na szybkie zatrzymanie urządzenia zaraz po zwolnieniu ręki.

INTERAKTYWNA PREZENTACJA PRODUKTU 360°

Przeciągnij, aby obrócić **Użyj scrolla** lub **prawego przycisku myszki**, aby przybliżyć 2x **Kliknij dwukrotnie** dla pełnego ekranu

- VertiUp Plus
- VertiUp Plus eFlow

Informacje:

Szerokość: 77,9 cm
Długość: 143,3 cm
Maksymalny udźwig: 310 kg

Model:

Moduł wagi: nie, tak
Zawiesie: 4ESB-O, 4ESB-OL, 4ESB-AL
eFlow: nie, tak

Sterowanie: system eFlow
Sterowanie: pilot przewodowy
Zakres podnoszenia: 32,2–170,6 cm
Promień skrętu: 86 cm
Wysokość nóg podstawy: 7,3 cm
Pojemność akumulatora: 2,9 Ah
Masa urządzenia: 97,6 kg
Poziom hałasu: 55 dB
Średnica skrętu zawiesia: 86 cm
Funkcje: podnoszenie z podłogi
Funkcje: system eFlow
Zastosowanie: transport pacjenta
Stopień ochrony IP: IPX4
Wysokość maksymalna: 225 cm
Typ produktu: Podnośnik
Kategoria produktu: Podnośniki dla niepełnosprawnych
Rodzaj konstrukcji: mobilny
Regulacja rozstawu nóg: elektryczna
Awaryjne opuszczanie: tak
Szerokość podstawy zewnętrzna minimalna: 77,9 cm
Szerokość podstawy wewnętrzna maksymalna: 143,3 cm
Przycisk zatrzymania awaryjnego: tak
Obrót ramienia podnoszącego: 360°
Średnica kółek bez hamulca: 5 cm
Średnica kółek z hamulcem: 12,5 cm
Szerokość podstawy wewnętrzna minimalna: 63,7 cm
Szerokość podstawy zewnętrzna maksymalna: 152,8 cm
Wysokość minimalna: 188 cm