



Bieżnia - David Cardio

Opis produktu:

Bieżnia Cardio DAVID wyposażona jest w wyświetlacz, który łączy się z oprogramowaniem EVE. Dzięki temu możemy wykonać testy (maksymalne i submaksymalne) oraz planować różne sesje treningu interwałowego w oparciu o tętno.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Bieżnia - David Cardio

Urządzenie Cardio firmy DAVID doskonale sprawdzi się w nowoczesnych ośrodkach fizjoterapii, klinikach ortopedycznych, szpitalach oraz centrach odnowy biologicznej.

Bieżnia Cardio DAVID wyposażona jest w oprogramowanie **EVE (eValuated exercise)** do monitorowania wyników pacjenta oraz zarządzania wydajnością obiektu.

Cechy charakterystyczne:

- szybki start
- watt
- watt sensitive
- tętno
- trening izokinetyczny
- terapia
- trening interwałowy
- spalone kalorie
- trening: bieg pod górkę
- trening losowy
- przebyty dystans

Dane techniczne:

Wymiary (szer. / dł. / wys.):	172 / 74 / 115 cm
-------------------------------	-------------------

Waga:	190 kg
Certyfikat:	Urządzenie medyczne CE, klasa IIa
Informacje:	Zakres nachylenia: 0 - 15% (wersja medyczna), -3 - 12% (wersja fitness) Maksymalna waga użytkownika: 150 kg,

Koncepcja DAVID

Kompleksowe podejście do rehabilitacji kręgosłupa, stawu barkowego, kolana i biodra.

Koncepcja firmy DAVID powstaje już od **35 lat** i jest obecnie jednym z najstarszych i najbardziej docenionych a jednocześnie innowacyjnych projektów prowadzonych w branży **rehabilitacji i fitness**. Tworzą ją trzy linie urządzeń: **system rehabilitacji kręgosłupa, biodra i kolana** oraz **barku**. Zaprojektowano je z najwyższą dbałością o szczegóły, w zgodzie z zasadami biomechaniki i ergonomii.

System służy do prowadzenia **kontrolowanego procesu rehabilitacji** w bezpiecznych i powtarzalnych warunkach, gdzie nawet duża liczba użytkowników nie powoduje utraty jakości treningu. Koncepcja wychodzi naprzeciw najbardziej rozpowszechnionym **chorobom cywilizacyjnym** związanym z **układem mięśniowo-szkieletowym**.

Informacje:

Model: