

## Galaxy Mercury S2 Classic - stół do masażu i rehabilitacji



### Opis produktu:

Dwuczęściowy **stół do masażu i rehabilitacji** o stabilnej konstrukcji krzyżakowej z elektryczną regulacją przy pomocy pilota. **Używany** i polecany przez profesjonalistów.

### Informacja

Stół nie jest wyposażony w: otwory na bananki, relingi na pasy oraz zatyczkę maskującą otwór na twarz.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

**Funkcjonalny stół do masażu**, który został doceniony przez **terapeutów** na całym świecie.

**Bardzo wytrzymały, stabilny, w pełni regulowany stół** pozwala na wygodną i komfortową pracę z pacjentem. Zaprojektowany tak, aby jego **nowoczesny design** doskonale komponował się z **wnętrzem gabinetu**.

## Cechy charakterystyczne

2-sekcyjny stół do masażu,

regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),

zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz (bez zaślepki),

2-warstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,

łącznik tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,

śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,

malowana proszkowo, stalowa rama o konstrukcji nożycowej,

system elektrycznej regulacji wysokości przy pomocy pilota ręcznego (od 50 do 101 cm),

pilot nożny (opcja),

pilot ręcznego sterowania z możliwością blokady dostępu,

gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu,

wieszak na ręcznik papierowy (opcja).

## Typ ramy dolnej - F0

Rama F0 posiada 2 gumowe stopki i 2 małe kółka, ułatwiające transport stołu. System jest rekomendowany dla osób, które rzadko przestawiają stół.

## Tapicerka w serii Galaxy - połączenie funkcjonalności i trwałości

Wybór odpowiedniego koloru tapicerki pozwala idealnie dopasować stół do masażu i rehabilitacji Galaxy Mercury S2 Classic do wystroju Twojego gabinetu. Tapicerka Lux łączy najwyższą jakość wykonania z praktycznymi właściwościami.

## Kolory tapicerki LUX

### Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia: 100% Poliuretan

Podkład: 100% Poliester

Odporność na hydrolizę

Nie zawiera rozpuszczalników chemicznych

Wysoka odporność na zadrapania

Przyjazne dla środowiska

Wytrzymałość i wydajność

**OM006 - White**

**OM240 - Beige**

**OM315 - Sky**

**OM221 - Blue**

**OM314 - Cement**

**OM076 - Olive Grey**

**OM173 - Dark Brown**

**OM225 - Black**

**OM469 - Lima**

**OM157 - Forest**

**OM053 - Red**

**OM217 - Bordeaux**

**OM095 - Mostaza**

**OM075 - Orange**

## Akcesoria opcjonalne

Kliny Wałki Wieszak typ 7 Klin Kaltenborna (duży) Klin Kaltenborna (mały) Mata ochronna na stół  
Podkład higieniczny Prześcieradło

Kąt regulacji zagłówek

Wymiary sekcji stołu

Kształt stołu

### Informacje:

Szerokość: 64 cm

Długość: 202 cm

Masa: 115 kg

Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówek: -70 – +40°

Linia: Galaxy

Liczba sekcji: 2

Typ stołu: Regulowana wysokość

Zakres regulacji wysokości: 50 – 101 cm

Typ regulacji wysokości: Elektryczna

Maksymalne obciążenie: 200 kg

### Model:

Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement, OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225 Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red, OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075 Orange

Szerokość leżyska dla stołów Meden-Inmed: 64 cm, 80 cm

Grubość tapicerki stołów Meden-Inmed: 40 mm, 50 mm

Podgrzewane leżysko dla stołów Meden-Inmed:

Funkcja pionizacji: Nie  
Podgrzewane leże: Tak  
PAS: Tak

Nie, Tak

Hallotronic: Nie  
Smart4Arms: Nie  
Grubość tapicerki: 40 mm  
Grubość tapicerki: 50 mm (opcja)