

Drabinka gimnastyczna BenchK 200W

Opis produktu:

Drabinka BenchK 200W tworzona jest z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Szczelbelki wykonano z litego drewna o wysokiej jakości obróbki. Elementy drewniane są ręcznie olejowane. Drabinka gimnastyczna 210W posiada **szerokość: 67 cm** oraz **wysokość: 2,30 m**



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Informacje:

Materiał: drewno
 Materiał: metal
 Szerokość: 67 cm
 Rodzaj: drabinka
 Kolor: biały mat
 Wysokość: 230 cm
 Sposób mocowania: do ściany
 Maksymalna waga użytkownika: 150 kg

Model: