



Podwieszka uniwersalna do podnośników Meden-Inmed

Opis produktu:

Podwieszka uniwersalna do podnośników Meden Inmed przeznaczona do przemieszczania pacjentów w pełnym podwieszeniu.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podwieszka uniwersalna do podnośników Meden-Inmed

Podwieszki mocowane są do zawiesia podnośnika, dzięki czemu możliwe jest przetransportowanie pacjenta w pełnym podwieszeniu. Podwieszki występują w różnych rozmiarach i formach z myślą o zapewnieniu maksymalnej funkcjonalności, bezpieczeństwa i komfortu.

Aby prawidłowo dobrać podwieszkę do potrzeb pacjenta konieczne jest aby przede wszystkim określić wymagany stopień podparcia tułowia i głowy. Pacjenci o słabszej stabilności tułowia i głowy potrzebują wysoko zabudowanej podwieszki, tak samo w przypadku pacjentów po amputacji nóg. Warto zwrócić także uwagę na zapięcie podwieszki, tak aby była ona kompatybilna z zawiesiem.

Dodatkowo niezbędne jest aby dobrać podwieszkę o odpowiednim rozmiarze z wymaganą maksymalną masą udźwigu.

Podwieszka Full Body Sling Loop 25010

Dzięki wzmocnionemu wsparciu głowy podwieszka ta nadaje się do podnoszenia pacjentów z płaskich powierzchni, takich jak podłogi. Model poliestrowy wykonany jest z tkaniny o niskim współczynniku tarcia, która sprawia, że aplikacja jest szybka i prosta.

- Model z dzielonymi częściami nóg,
- Dodatkowe podparcie głowy,
- Odpowiedni dla pacjentów ze słabą stabilnością tułowia,
- Odchylona pozycja siedząca,
- Zapięcie na pętle,
- Maks. obciążenie 250 kg,
- Materiał poliestrowy.

Podwieszka Basic Sling Loop 25070

Podstawowa podwieszka oferowana jest w cienkiej tkaninie poliestrowej, która umożliwia wydajne przenoszenie wilgoci i ciepła z pacjenta. Pozwala to również na pozostawienie nosidła na pacjencie na krótki okres czasu po zakończeniu transferu.

- Model wysoki na ramię z podzielonymi częściami nóg,
- Brak wzmocnień, uchwytów i wyściółek,
- Odpowiedni dla pacjentów ze słabą stabilnością tułowia,
- Wyprostowana pozycja siedząca,
- Zapięcie na pętle,
- Maks. obciążenie 250 kg,
- Materiał poliestrowy.

Podwieszka Low Basic Loop 25072

Podwieszka Low Basic jest dobrym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy mają stabilność tułowia i kontrolę nad górną częścią ciała. Konstrukcja jest podobna do nosidła Basic, jednak ma krótsze podparcie pleców. Nosidło Low Basic zapewnia wsparcie od kości ogonowej, pod pachami i pod nogami.

- Maks. obciążenie 250 kg,
- Zapięcie na pętle,
- Materiał poliestrowy.

Podwieszka Full Body Sling E-clip

Full Body Sling E-clip to wygodna podwieszka, która idealnie nadaje się dla pacjentów, u których wymagane jest podtrzymywanie całego ciała podczas podnoszenia. Ten model pozwala na podnoszenie pacjentów z podłogi.

- Wygodne dopasowanie,
- Optymalne wsparcie,
- Bezpieczne zapięcie e-klip,
- Maks. obciążenie 250 kg,
- Materiał poliestrowy.

Niektóre podwieszki z zapięciem na pętle mają paski o różnych kolorach (niebieski, zielony, żółty, czerwony), co pozwala na kontrolę ułożenia pozycji pacjenta od siedzącej do półleżącej.

Mocowanie typu "klik" pozwala na wykorzystanie podwieszek we wszystkich zawiesiach wyposażonych w pręty do zapinek. Zapięcie tego typu jest proste i szybkie, a mocowaniu towarzyszy słyszalny "klik". W tym rodzaju mocowania, pochylenie pacjenta kontrolowane jest poprzez zmianę pozycji elementów zawiesia.

Informacje:

Opcje produktu:

Podnośniki rozmiary podwieszek: S, M, L, XL, bariatryczna

Akcesoria do podnośników - podwieszki: 25010 -

Podwieszka uniwersalna, mocowanie: PĘTLE,

podparcie pleców: WYSOKIE , 25070 -

Podwieszka uniwersalna, mocowanie: PĘTLE,

podparcie pleców: ŚREDNIE, 25072 - Podwieszka

uniwersalna, mocowanie: PĘTLE, podparcie

pleców: NISKIE, 25010-C - Podwieszka

uniwersalna, mocowanie: KLIPSY, podparcie

pleców: WYSOKIE