

## Galaxy Mercury S2.F0 - stół do rehabilitacji i masażu



### Opis produktu:

**Stół do masażu i rehabilitacji** wyposażony w elektryczną regulację wysokości (przełącznik ramowy) oraz sprężynową regulację położenia zagłówka. Stół o **stabilnej konstrukcji** krzyżakowej. Używany i polecany przez profesjonalistów. **Mercury S2.F0** posiada 2 małe kółka i 2 antypoślizgowe stopki.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Galaxy Mercury S2.F0 - stół do rehabilitacji i masażu

**Najbardziej funkcjonalny stół do masażu**, który został doceniony przez **terapeutów** na całym świecie. **Bardzo wytrzymały, stabilny, w pełni regulowany stół** pozwala na wygodną i komfortową pracę z pacjentem. Zaprojektowany tak, aby jego **nowoczesny design** doskonale komponował się z **wnętrzem gabinetu**.

## Cechy charakterystyczne:

- zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz pacjenta, z zaślepką w komplecie,
- kąt nachylenia zagłówka zmieniany za pomocą gazowej sprężyny (-70° do +40°),
- tapicerka wykonana z atestowanych materiałów, niepalna i odporna na zabrudzenia i uszkodzenia,
- otwory na 2 bananki,
- dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- stabilna, krzyżakowa rama malowana proszkowo,
- uchwyty do pasów do stabilizacji po obu stronach,
- dwa kółka i dwie stopki ułatwiające transport i przestawianie stołu,
- stół wyposażony w technologię **Hallotronic®**, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- **Personal Authorization System** - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
- gumowe, antypoślizgowe stopki z regulacją 1 cm do poziomowania stołu na nierównych płaszczyznach.
- statyczne obciążenie: aż do 300 kg!

## Hydrauliczna regulacja wysokości

W opcji z hydrauliczną regulacją wysokości stół jest wyposażony w hydrauliczną regulację wychylenia części środkowej leżyska. ( Tylko dla stołów z funkcją Pivota )

W tej opcji stół nie posiada systemu Personal Authorization System i systemu Hallotronic.

## Akcesoria opcjonalne

- Klin Kaltenborna
- Klin do ćwiczeń rehabilitacyjnych
- Wałki i Półwałki
- Wieszak na ręcznik papierowy TYP7
- Mata ochronna
- Podkład higieniczny na twarz z wycięciem
- Rolka bibułowa na stół do masażu
- Bananek
- Pas do stabilizacji

Regulacja wysokości oraz kąt pochylenia zagłówka

Szerokość poszczególnych sekcji leżyska

## Dane techniczne:

<b>Długość [cm]:</b>	202
<b>Wysokość [cm]:</b>	50-101
<b>Szerokość [cm]:</b>	64
<b>Waga [kg]:</b>	78
<b>Maksymalne obciążenie [kg]:</b>	200

## Informacje:

Ilość sekcji: 2

Regulacja wysokości: elektryczna, za pomocą ramy

Funkcja Pivot: Nie

System jezdny: 2 kółka i 2 stopki

Rodzaje stołów: Stół do masażu i rehabilitacji

Kategoria: Stoły do masażu i akcesoria

## Model:

Kolor tapicerki: 00 - Ecrú - Standard, 01 - Beżowy - Standard, 02 - Niebieski - Standard, 03 - Granatowy - Standard, 04 - Terakota - Standard, 05 - Brązowy - Standard, 06 - Szary - Standard, 07 - Grafitowy - Standard, 08 - Czarny - Standard, 09 - Czerwony - Standard, 11 - Miodowy - Standard, 12 - Morski - Standard, 14 - Limonka - Standard, 13 - Pomarańczowy - Standard, 15 - Błękitny - Standard, DOL-6701 White - Premium, DOL-6703 Ecrú - Premium, DOL-6731 Mango - Premium, DOL-6722 Grass - Premium, DOL-6724 Jet - Premium, DOL-6734 Quetzal - Premium, DOL-6726 Artesian - Premium, DOL-6739 Graphite - Premium, DOL-6728 Black - Premium, DOL-6718 Tangelo - Premium, DOL-6738 Wine - Premium, DOL-6713 Chocolate - Premium  
Regulacja wysokości GALAXY: Hydrauliczna regulacja, Elektryczna regulacja