

## Galaxy Mercury S2.F0, 2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji

### Opis produktu:

**Galaxy Mercury S2.F0** to 2-sekcyjny, stacjonarny stół do masażu i rehabilitacji, przeznaczony do zabiegów terapii manualnej oraz szerokiego zakresu zabiegów fizykoterapeutycznych. Dzięki stabilnej, krzyżakowej konstrukcji stół sprawdzi się w gabinetach rehabilitacyjnych, ośrodkach fizjoterapeutycznych, czy sanatoriach.

### Kluczowe cechy Galaxy Mercury S2.F0:

- **Personal Authorization System** – zintegrowany system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, oparty na dwóch magnetycznych kluczach.
- **2-warstwowa tapicerka** – wykonana z atestowanych materiałów, dostępna 14 wersjach kolorystycznych.
- **Regulacja zagłówek** przy pomocy **sprężyny gazowej** – szeroki zakres ustawień od  $-70^{\circ}$  do  $+40^{\circ}$ , z **wyprofilowanym otworem na twarz** oraz **zaślepką**.
- **Stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej**.

### Zdjęcia produktu:





### Szczegółowy opis produktu:

## Galaxy Mercury S2.F0, 2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji

Galaxy Mercury S2 to wszechstronny, 2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji, który doskonale sprawdza się podczas terapii manualnej, zabiegów fizykoterapeutycznych, masażu leczniczego oraz kinezyterapii. Dzięki stabilnej konstrukcji i szerokim możliwościom regulacji, stół jest chętnie wybierany przez profesjonalistów do pracy w gabinetach rehabilitacyjnych, ośrodkach fizjoterapeutycznych, sanatoriach, a także w placówkach odnowy biologicznej i podczas badań diagnostycznych.

Pozwala na komfortowe i bezpieczne ułożenie pacjenta podczas zabiegów, wspiera kompleksową terapię kręgosłupa oraz sprawdza się w ćwiczeniach wykonywanych w kabinach UGUL.

### Cechy charakterystyczne

2-sekcyjny stół do masażu,

regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),

zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,

2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,

łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,

śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,

stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej malowana proszkowo,

relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,

Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu, który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych obniża hałas przy regulacji wysokości,

Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System służy zwiększeniu bezpieczeństwa nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,

zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,

gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu,

szerokość tapicerki 76 lub 80 cm,

## **Typ ramy dolnej - F0**

Rama F0 posiada 2 gumowe stopki i 2 małe kółka, ułatwiające transport stołu. System jest rekomendowany dla osób, które rzadko przestawiają stół.

## **Tapicerka w serii Galaxy - połączenie funkcjonalności i trwałości**

Wybór odpowiedniego koloru tapicerki pozwala idealnie dopasować stół do masażu i rehabilitacji Galaxy Mercury S2.F0 do wystroju Twojego gabinetu. Tapicerka Lux łączy najwyższą jakość wykonania z praktycznymi właściwościami.

## **Kolory tapicerki LUX**

### **Specyfikacja techniczna:**

Powierzchnia: 100% Poliuretan

Podkład: 100% Poliester

Odporność na hydrolizę

Nie zawiera rozpuszczalników chemicznych

Wysoka odporność na zadrapania

Przyjazne dla środowiska

Wytrzymałość i wydajność

**OM006 - White**

**OM240 - Beige**

**OM315 - Sky**

**OM221 - Blue**

**OM314 - Cement**

**OM076 - Olive Grey**

**OM173 - Dark Brown**

**OM225 - Black**

**OM469 - Lima**

**OM157 - Forest**

**OM053 - Red**

**OM217 - Bordeaux**

**OM095 - Mostaza**

**OM075 - Orange**

## **Systemy bezpieczeństwa dostępne w stole Galaxy Mercury S2.F0**

### **Personal Authorization System**

Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu.

### **Hallotronic®**

Stół wyposażony w technologię Hallotronic®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości.

## **STÓ? REHABILITACYJNY**

### **Galaxy Mercury S2.F0 znajduje szerokie zastosowanie w**

## **Gabinetach rehabilitacyjnych**

Galaxy Mercury S2 to profesjonalny stół rehabilitacyjny, który doskonale sprawdza się w gabinetach rehabilitacyjnych. Jego 2-sekcyjna konstrukcja z regulacją zagłówek ( $-70^{\circ}$  do  $+40^{\circ}$ ) umożliwia terapeutom precyzyjne dostosowanie pozycji pacjenta podczas różnorodnych zabiegów fizjoterapeutycznych.

System Hallotronic® zapewnia cichą i płynną elektryczną regulację wysokości (50-101 cm), co jest szczególnie istotne podczas długotrwałych sesji terapeutycznych. Stabilna, krzyżakowa konstrukcja ramy gwarantuje bezpieczeństwo nawet przy intensywnych ćwiczeniach rehabilitacyjnych, a maksymalne obciążenie do 200 kg pozwala na pracę z pacjentami o różnej budowie ciała.

## **Placówkach medycznych**

W szpitalach, klinikach zdrowia i innych placówkach medycznych stół Galaxy Mercury S2 stanowi nieodzowny element wyposażenia. Jego wszechstronność pozwala na wykorzystanie zarówno do badań diagnostycznych, jak i zabiegów terapeutycznych. Wyposażony w Personal Authorization System zapewnia bezpieczeństwo przed niepożądaną zmianą ustawień, co jest szczególnie ważne w środowisku medycznym z wieloma użytkownikami.

Dwuwarstwowa, atestowana tapicerka jest odporna na zadrapania i hydrolizę, co umożliwia łatwą dezynfekcję zgodnie z wymogami sanitarnymi placówek medycznych.

## **Akcesoria opcjonalne**

Kliny Wałki Wieszak typ 7 Klin Kaltenborna (duży) Klin Kaltenborna (mały) Mata ochronna na stół  
Podkład higieniczny Prześcieradło

Kąt regulacji zagłówka

Wymiary sekcji stołu

Kształt stołu

### Informacje:

Szerokość: 64 cm  
Długość: 202 cm  
Masa: 115 kg  
Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -70 – +40°  
Linia: Galaxy  
Liczba sekcji: 2  
Typ stołu: Regulowana wysokość  
Zakres regulacji wysokości: 50 - 101 cm  
Typ regulacji wysokości: Elektryczna  
Maksymalne obciążenie: 200 kg  
Funkcja pionizacji: Nie  
Podgrzewane leże: Tak  
PAS: Tak  
Hallotronic: Tak  
Smart4Arms: Nie  
Grubość tapicerki: 40 mm  
Grubość tapicerki: 50 mm (opcja)

### Model:

Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement, OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225 Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red, OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075 Orange  
Szerokość leżyska dla stołów Meden-Inmed: 64 cm, 80 cm  
Grubość tapicerki stołów Meden-Inmed: 40 mm, 50 mm  
Podgrzewane leżysko dla stołów Meden-Inmed: Nie, Tak