

Kabel do koncentrycznych elektrod igłowych Myoline



Opis produktu:

Kabel połączeniowy do jednorazowych koncentrycznych elektrod igłowych **Myoline** i elektrod typu **Single Fiber**. Wykonany z bardzo elastycznego i trwałego materiału. Kabel jest zakończony **wtykiem 5 pin DIN** i dostępny jest w dwóch wersjach długości: **100 lub 200 cm**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Kabel połączeniowy do jednorazowych koncentrycznych elektrod igłowych Myoline.

Informacje

NR KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ KABLA	ZŁĄCZE	OPAKOWANIE
10000NNHF3	100 cm	DIN 5 PIN	1 szt.
100200NNHF3	200 cm	DIN 5 PIN	1 szt.

Informacje:

Typ : Kable do elektrod igłowych
Kabel: 200 cm
Kabel: 100 cm

Model:

Kabel do koncentrycznych elektrod igłowych
GVB: 10000NNHF3 - 100 cm, 100200NNHF3 - 200 cm

