



Kabel SNAP – Opakowanie 10 szt.

Opis produktu:

Kable SNAP przeznaczone są do podłączenia elektrod zatrzaskowych. Mają zastosowanie w kardiologii oraz neurologii i są kompatybilne z większością urządzeń EKG, EMG i EEG. Kable zakończone są złączem TP 1,5 mm i występują w 5 różnych długościach. Opakowanie zawiera 10 kabli w 10 kolorach:

- 1x zielony
- 1x brązowy
- 1x biały
- 1x różowy
- 1x czerwony
- 1x pomarańczowy
- 1x żółty
- 1x niebieski
- 1x szary
- 1x czarny

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Kabel SNAP – Opakowanie 10 szt.

Kable SNAP przeznaczone są do podłączenia elektrod zatrzaskowych. Mają zastosowanie w kardiologii oraz neurologii i są kompatybilne z większością urządzeń EKG, EMG i EEG. Kable zakończone są złączem TP 1,5 mm i występują w 5 różnych długościach. Opakowanie zawiera 10 kabli w 10 kolorach:

- 1x zielony
- 1x brązowy
- 1x biały

- 1x różowy
- 1x czerwony
- 1x pomarańczowy
- 1x żółty
- 1x niebieski
- 1x szary
- 1x czarny

Parametry techniczne:

Kod produktu	Nazwa i opis	Długość	Kolory	Opakowanie
LEAD1026S0	Kabel SNAP, wtyk TP 1,5 mm	100 cm		10 szt.
LEAD1526S0	Kabel SNAP, wtyk TP 1,5 mm	150 cm		10 szt.
LEAD2026S0	Kabel SNAP, wtyk TP 1,5 mm	200 cm		10 szt.
LEAD2526S0	Kabel SNAP, wtyk TP 1,5 mm	250 cm		10 szt.
LEAD202611	Kabel SNAP, wtyk TP 1,5 mm	200 cm	czarny	10 szt.
Wtyk TP 1,5 mm				

Informacje:

Typ : Kable do elektrod powierzchniowych
Kategoria: Kable i przejściówki

Model:

Kabel SNAP: LEAD1026S0 - długość 100 cm, LEAD1526S0 - długość 150 cm, LEAD2026S0 - długość 200 cm, LEAD2526S0 - długość 250 cm, LEAD202611 - długość 200 cm (kolor czarny)