


Drabinka rehabilitacyjna HopTop

Opis produktu:

Drabinka rehabilitacyjna HopTop przeznaczona jest do ćwiczeń ogólnousprawniających oraz gimnastyki korekcyjnej. Solidna konstrukcja i nowoczesny design sprawiają, że nasze drabinki wybierane są przez profesjonalistów.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Drabinka rehabilitacyjna HopTop

Drabinka rehabilitacyjna HopTop przeznaczona jest do ćwiczeń ogólnousprawniających oraz gimnastyki korekcyjnej. Solidna konstrukcja i nowoczesny design sprawiają, że nasze drabinki wybierane są przez profesjonalistów. Konstrukcja drabinek umożliwia montaż w halach sportowych, klubach fitness i pomieszczeniach rehabilitacyjnych.

Drabinki Hoptop przeznaczone są do wspomagania i wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych w celu łagodzenia lub kompensowania skutków urazów, kontuzji lub upośledzenia oraz korekcji wad postawy.

Wykonywanie ćwiczeń na drabince Hoptop prowadzi do zwiększenia aktywności ruchowej, wzmacnia układ mięśniowy oraz rozwija koordynację ruchową.

Wskazania do wykonywania ćwiczeń na drabince

- Wady postawy, zarówno u dzieci jak i dorosłych,
- wady wrodzone kończyn,
- wady kręgosłupa i klatki piersiowej, m.in.:
- kifoza piersiowa,
- kifoza krzyżowa,
- lordoza szyjna,
- lordoza lędźwiowa,
- Skolioza,
- mózgowo porażenie dziecięce,
- uszkodzenia splotu ramiennego,
- uszkodzenia urazowe,
- zespoły bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
- zmiany zwyrodnieniowo-przeciążeniowe stawów.

Przeciwwskazania do wykonywania ćwiczeń na drabince

- Złamania,
- naruszona ciągłość skóry i tkanek miękkich,
- ostre stany zapalne stawów,
- stany zapalne żył.

Informacje:

Materiał: metal
Materiał: drewno
Szerokość: 75.5 cm
Rodzaj: drabinka
Kolor: inny
Wysokość: 227.3 cm
Sposób mocowania: do ściany
Maksymalna waga użytkownika: 150 kg
Gabaryty w opakowaniu transportowym: 228.5 x 19.5 x 9 cm
Masa opakowania transportowego: 23 kg
Odległość drabinki od ściany: 9.5 cm
Szczelble: 8
Szerokość między profilami mocującymi

Model:

Drabinka HopTop: Drabinka HopTop, Drabinka HopTop + Rehacross, Rehacross (dedykowany do drabinki HopTop)

szczeble: 67.5 cm

Waga produktu: 22 kg

Wysokość między szczeblami: 23 cm

Wysokość pierwszego szczebla od podłoża: 27 cm