



Stanowisko inhalacyjne MI1

Opis produktu:

Stanowisko inhalacyjne **MI1** przystosowane jest do pomieszczenia inhalacyjnego, w którym może znajdować się dowolna liczba stanowisk. Moduł **MI1** jest przeznaczony dla jednego pacjenta.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Stanowisko inhalacyjne MI1

Stanowisko inhalacyjne **MI1** posiada wyciąg odprowadzający wszelkie niepotrzebne opary z inhalatora poza budynek. Projekt pomieszczenia inhalacyjnego wykonywany jest bezpłatnie i może składać się z dowolnej liczby stanowisk w uzgodnionej konfiguracji i kolorystyce - stosownie do powierzchni, układu i wyglądu pomieszczenia. **MI1** to moduł przeznaczony dla jednego pacjenta.

Zastosowanie:

- sale i gabinety zabiegowe w szpitalach, sanatoriach i klinikach,
- w przypadku nieskutecznej wentylacji lub jej braku.

Zalety:

- oczyszczanie pomieszczeń z rozpylanych substancji,
- ochrona przed wzajemnym zakażaniem pacjentów,
- estetyczne szyby dzielące pacjentów,
- stolik ze zmywalnym blatem,
- higiena i komfort pracy personelu,
- projekt na zamówienie w dowolnej konfiguracji i kolorystyce,
- projekt, wykonanie i montaż w cenie,
- możliwość zaopatrzenia w niezbędny sprzęt inhalacyjny.

Dane techniczne:

Zasilanie [V/Hz]:

230/50

Wysokość [cm]:	165,6
Szerokość [cm]:	75
Głębokość [cm]:	60
Oświetlenie [W]:	20

Informacje:**Model:**