

Inhalator Monsun 1 MP1



Opis produktu:

Inhalator pneumatyczny **Monsun 1 MP1** to trwały i wydajny inhalator z wbudowanym modułem pulsacji aerozolu.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Inhalator Monsun 1 MP1

Profesjonalny, trwały i wydajny inhalator pneumatyczny z wbudowanym modułem pulsacji aerozolu. W sposób precyzyjny podaje wszystkie rodzaje leków wziewnych. Posiada trwałą konstrukcję zapewniającą wieloletnią pracę nawet przy bardzo intensywnej eksploatacji. Inhalator pneumatyczny **MONSUN 1 MP1** stosuje się przy leczeniu schorzeń oskrzeli i płuc, zatok nosowych, gardła i krtani oraz przy takich chorobach jak astma, alergia, POChP itp. **MONSUN 1 MP1** to kompleksowa terapia dróg oddechowych.

Zastosowanie:

- leczenie oskrzeli i płuc w chorobach takich jak astma, alergie, POChP i inne,
- leczenie zatok nosowych,
- dozometr - możliwość przeprowadzania testów prowokacyjnych.

Zalety:

- kompleksowa terapia dróg oddechowych,

- precyzyjne podawanie aerozolu,
- możliwość rozpylania wszystkich rodzajów leków wziewnych,
- stosunkowo cicha sprężarka,
- wibroaerozol – wbudowany moduł pulsacji aerozolu umożliwiający leczenie zatok,
- programowanie zabiegu inhalacji – możliwość zapamiętania wszystkich ustawień na konkretnym programie, dzięki czemu można w łatwy i szybki sposób rozpocząć zabieg, pamiętając jedynie jego numer,
- układ czasowy – odliczanie czasu trwania zabiegu i automatyczne wyłączenie inhalatora po zakończonym zabiegu,
- przejrzysty panel sterujący,
- praca ciągła,
- do użytkowania w szpitalu i w domu,
- 24 miesiące gwarancji i serwis.

Prezentacja produktu:

Informacje:

Model: