

## Inhalator Tajfun 1 MU1



### Opis produktu:

Inhalator ultradźwiękowy **Tajfun 1 MU1** to trwały i wydajny inhalator z wbudowanym modułem pulsacji aerozolu.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Inhalator Tajfun 1 MU1

Inhalator ultradźwiękowy z wbudowanym modułem pulsacji aerozolu. Bezgłośny, profesjonalny inhalator ultradźwiękowy przeznaczony do użytkowania w domu i szpitalu. Inhalator **TAJFUN 1 MU1** opracowany został z myślą o rosnących potrzebach sektorów leczniczych takich jak szpitale, uzdrowiska, czy ambulatoria. To właśnie w tych miejscach wymagana jest duża skuteczność, wysoka wydajność i precyzja inhalatorów.

Działanie inhalatora **TAJFUN 1 MU1** opiera się przede wszystkim na mechanizmie rozproszenia cieczy przy pomocy fal ultradźwiękowych, które wytwarzają aerozol przenoszący substancje lecznicze.

### Zastosowanie:

- leczenie oskrzeli i płuc w chorobach takich jak astma, alergie, POChP i inne,
- nawilżanie i rehabilitacja układu oddechowego, m.in. osób chorych na mukowiscydozę,
- leczenie zatok nosowych,
- leczenie oczu - nawilżanie śluzówek,

- leczenie chorób skóry i włosów,
- zabiegi kosmetyczne.

### **Zalety:**

- kompleksowa terapia dróg oddechowych, oczu i skóry,
- wysoka wydajność aerozolu,
- zamknięty system nawilżania gwarantujący bezpieczeństwo higieniczne – możliwość podłączenia dostępnych na rynku opakowań soli fizjologicznej i powszechnie stosowanych do kroplówek,
- dołączone naczynie na lek chroni przed zbędnym podgrzaniem przez przetwornik,
- czujnik poziomu cieczy pośredniej – zabezpieczenie przetwornika,
- wibroaerozol – wbudowany moduł pulsacji aerozolu umożliwiający leczenie zatok,
- termoaerozol – podgrzany aerozol, który podnosi komfort inhalacji i zapobiega wyziębieniu płuc,
- programowanie zabiegu inhalacji – możliwość zapamiętania wszystkich ustawień na konkretnym programie, dzięki czemu można w łatwy i szybki sposób rozpocząć zabieg, pamiętając jedynie jego numer,
- układ czasowy – odliczanie czasu trwania zabiegu i automatyczne wyłączenie inhalatora po zakończonym zabiegu,
- przejrzysty panel sterujący,
- praca ciągła, bezgłośnie,
- wózek na inhalator (opcjonalnie),
- 24 miesiące gwarancji i serwis.

### **Prezentacja produktu:**

### **Informacje:**

### **Model:**