



Galaxy Mercury S2.F4 - stół do masażu z elektryczną regulacją wysokości

Opis produktu:

Dwuczęściowy **stół do masażu i rehabilitacji** cechujący się stabilną krzyżakową konstrukcją ze stopkami umożliwiającymi regulację wysokości do 1 cm. Wysokość samego stołu ustawiana za pomocą ramy wokół podstawy stołu (**sterowanie elektryczne**). **S2-F4 Mercury** posiada 4 kółka kierunkowe z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowe stopki..

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Najbardziej funkcjonalny stół do masażu, który został doceniony przez **terapeutów** na całym

świecie. **Bardzo wytrzymały, stabilny, w pełni regulowany stół** pozwala na wygodną i komfortową pracę z pacjentem. Zaprojektowany tak, aby jego **nowoczesny design** doskonale komponował się z **wnętrzem gabinetu**.

Cechy charakterystyczne:

- w zagłówku otwór ułatwiający pacjentowi oddychanie (zaśleпка w zestawie),
- kąt nachylenia zagłówka zmieniany za pomocą gazowej sprężyny (-70° do +40°),
- dwuwarstwowa tapicerka odporna na zabrudzenia, uszkodzenia, niepalna,
- solidna krzyżakowa rama stołu malowana proszkowo,
- uchwyty do przypięcia pasów po obu stronach stołu,
- otwory na 2 bananki,
- dwie pary kółek i dwie pary stopek dla wygodnego transportu i przestawiania stołu,
- stół wyposażony w technologię **Hallotronic®**, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- **Personal Authorization System** - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
- gumowe, antypoślizgowe stopki z regulacją 1 cm do poziomowania stołu na nierównych płaszczyznach.

Hydrauliczna regulacja wysokości

W **opcji z hydrauliczną regulacją wysokości** stół jest wyposażony w **hydrauliczną regulację wychylenia części środkowej leżyska**. (Tylko dla stołów z funkcją Pivota)

W tej opcji stół nie posiada systemu **Personal Authorization System** i systemu **Hallotronic**.

Opcja Limfa - Funkcja drenażu limfatycznego

[img-10622-left-large_default]

Poprzez dodanie specjalnych oddzielnych oparć na kończyny górne możliwa jest łatwiejsza praca z pacjentkami po mastektomii. Niezależnie regulowane oparcia kończyn górnych są stosowane podczas masażu limfatycznego. Tak wyposażony stół nadaje się znakomicie do manualnego drenażu limfatycznego bez kompresji lub z kompresją jak i do wspomaganie automatycznego masażu limfatycznego przy pomocy urządzeń typu BOA.

Dane techniczne:

Regulacja wysokości oraz kąt pochylenia zagłówka

Szerokość poszczególnych sekcji leżyska

Długość [cm]:	202
Wysokość [cm]:	50-101
Szerokość [cm]:	64
Waga [kg]:	78
Maksymalne obciążenie [kg]:	200

Akcesoria opcjonalne

- Klin Kaltenborna
- Kliny
- Wałki i Półwałki

- Wieszak na ręcznik papierowy TYP7

- Mata ochronna
- Zestaw mata i podkłady ochronne pod twarz
- Podkład higieniczny na twarz z wycięciem
- Rolka bibułowa na stół do masażu

- Bananek
- Pas do stabilizacji

Informacje:

Ilość sekcji: 2

Regulacja wysokości: elektryczna, za pomocą ramy

Funkcja Pivot: Nie

System jezdny: 4 kółka

Kategoria: Stoły do masażu i akcesoria

Model:

Kolor tapicerki: 00 - Ecrú - Standard, 01 - Beżowy - Standard, 02 - Niebieski - Standard, 03 - Granatowy - Standard, 04 - Terakota - Standard, 05 - Brązowy - Standard, 06 - Szary - Standard, 07 - Grafitowy - Standard, 08 - Czarny - Standard, 09 - Czerwony - Standard, 11 - Miodowy - Standard, 12 - Morski - Standard, 13 - Pomarańczowy - Standard, 14 - Limonka - Standard, 15 - Błękitny - Standard, DOL-6701 White - Premium, DOL-6703 Ecrú - Premium, DOL-6731 Mango - Premium, DOL-6713 Chocolate - Premium, DOL-6718 Tangelo - Premium, DOL-6722 Grass - Premium, DOL-6734 Quetzal - Premium, DOL-6738 Wine - Premium, DOL-6724 Jet - Premium, DOL-6726 Artesian - Premium, DOL-6739 Graphite - Premium, DOL-6728 Black - Premium