



MOTomed layson - Terapia ruchowa dla pacjentów leżących

Opis produktu:

Urządzenie do terapii ruchowej dla pacjentów leżących.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Motomed Layson

Nowa generacja terapii ruchowej dla pacjentów leżących - urządzenie **MOTomed layson** umożliwia wspomagany silnikiem oraz aktywny trening nóg lub ramion i przekonuje możliwością łatwej intuicyjnej obsługi. Dzięki sprężynie gazowej można bez najmniejszego wysiłku bezstopniowo zmieniać wysokość urządzenia. Przewożenie **MOTomed layson** jest łatwe i wygodne, a dostosowanie go do indywidualnych potrzeb można wykonać za pomocą paru chwytów. Pomarańczowe elementy obsługi ułatwiają użytkowanie. Redukcja elementów obsługi sprawia, że codzienna obsługa w warunkach klinicznych stała się jeszcze łatwiejsza i efektywniejsza.

Dostępne modele

- **MOTomed layson.la** - urządzenie do treningu nóg lub ramion / górnej części tułowia,
- **MOTomed layson.l** - urządzenie do treningu nóg,
- **MOTomed layson kidz.la** - urządzenie do treningu nóg lub ramion / górnej części tułowia,
- **MOTomed layson kidz.l** - urządzenie do treningu nóg,
- **MOTomed layson.la prof.** - urządzenie do treningu nóg lub ramion / górnej części tułowia.

Dostępne są dwa rodzaje podstawy urządzenia

- podwozie równoległe,
- podwozie rozsuwane (pod kątem) z mocowaniem do podłogi.

Ustawianie obu szyn podwozia (przy pomocy lewarka) umożliwia szybkie i beznarzędziowe przystosowanie urządzenia do funkcjonowania w różnych warunkach. Można przestawiać je parokrotnie w ciągu dnia. Poprzez równoległe przestawienie szyn (ręcznie, przy pomocy klucza

imbusowego) można dopasować szerokość wózka do różnych warunków.

Funkcje:

- trening pasywny, aktywny i wspomagany,
- elektroniczna pomoc przy wsiadaniu,
- liczba obrotów 1-60 obr./min (pasywnie),
- opór hamulców 0-20 (aktywnie),
- poziomy mocy silnika 1-10 (pasywnie),
- wstępne ustawianie czasu treningu 0-120 min,
- ochrona ruchu i program rozluźniania spastyczności,
- wyłącznik bezpieczeństwa,
- trening symetryczny,
- cichy, łagodny, równomierny ruch obrotowy (napęd rozluźniający),
- łagodny rozruch i łagodne zakończenie ćwiczenia,
- programy terapeutyczne i motywujące,
- szczegółowy feedback podczas treningu i po jego zakończeniu,
- eksport danych treningowych oraz import własnych programów, gier,
- pokaz slajdów z USB (pendrive nie należy do wyposażenia),
- wybór języka.

Cechy charakterystyczne:

- regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej,
- regulacja kąta zgięcia kolana z pokręteł^{*1},
- ręczne przestawianie horyzontalne,
- obrotowy, przechyłowy^{*2} i kolorowy wyświetlacz dotykowy (7"),
- możliwość szybkiej wymiany podkładek pod stopy i uchwytów na dłonie^{*1},
- promień zamachu pedałów 7 cm,
- stabilna metalowa konstrukcja, wysoka jakość i bezpieczne pozycjonowanie,
- zamknięty plastikowy korpus (PC / ABS),
- łatwy do czyszczenia i prowadzenia dezynfekcji,
- łatwy transport dzięki dużym rolkom (Ø 7,5 cm),
- szeregowy interfejs, interfejs-USB,
- uchwyt do transportu pokryty plastikiem,
- zdalne sterowanie (pilot) dla pacjenta^{*2},
- dostępny w 4 kolorach: białym, chromowanym, czarnym i pomarańczowym.

^{*1} Wyposażenie podstawowe MOTomed layson, trenera do nóg- lub ramion-/górnej części tułowia.^{*2} Wyposażenie podstawowe przy monitorze wbudowanym na stałe.

Rotory neurologiczne w terapii Choroby Parkinsona:

Informacje:

Model:

MOTomed podwozie: podwozie równoległe, podwozie rozsuwane (pod kątem) z mocowaniem do podłogi
MOTomed layson rodzaje: MOTomed layson.la, MOTomed layson.l, MOTomed layson kidz.la,

MOTOmed layson kidz.l